

LARIDENT

MADE IN ITALY  
SINCE 1985



ALESSANDRO CATALDI  
Amministratore unico

GIANLUCA SERICANO  
General manager

LAURA TOMENOTTI  
Responsabile Contabilità

MARCO ROLLERI  
Fatturazione  
e gestione qualità

BARBARA TAGLIANI  
Assistenza clienti  
gestione fornitori

SIMONE PALCHETTI  
Gestione informatica  
e personalizzazioni

ROBERTO TROMBELLO  
Responsabile magazzino



ALESSANDRO CATALDI  
Export Manager

GIANLUCA SERICANO  
Italia – Est Europa

MIKAEL SJOEGREN  
Europa

PIERO DONATO  
Centro/Sud America

MARCO MILANI  
Lombardia – Piemonte

MAURIZIO CALLEGARIN  
Triveneto – Toscana  
Marche – Emilia Romagna

ARMANDO SARTORI  
Centro Italia

ACHILLE EPIFANI  
Campania -Puglia  
Basilicata

DAVIDE CALANNA  
Sicilia – Calabria

Larident nasce nel 1985, ma la storia comincia molto prima! Il fondatore dell'azienda, Giuliano Cataldi, inizia a lavorare nel dopoguerra nel settore della distribuzione dei prodotti sanitari. Nel 1961 inizia la distribuzione anche di prodotti chimici e leghe per stampaggio, utilizzate nel settore dentale.

Nel 1985 l'azienda si rinnova con l'ingresso del figlio Alessandro proveniente da un'esperienza in altra azienda esclusivamente impegnata nel settore dentale, ed il 21 Gennaio 1985 Larident viene fondata.

Il settore sanitario viene progressivamente abbandonato e l'azienda si concentra solo nel settore dentale, specializzandosi nella produzione di articoli in plastica per dentisti.

La qualità dei prodotti e la loro competitività sul mercato hanno fatto sì che l'esportazione fosse fin dall'inizio una parte fondamentale dell'azienda con quote sempre superiori fino a superare per la prima volta nel 2014 il 50% del fatturato. Attualmente Larident, distribuisce in Italia ed in 70 paesi i propri prodotti e rappresenta o distribuisce per il mercato nazionale importanti case come Hager & Werken (prodotti da studio e laboratorio), Nordiska (amalgama), Polirapid (spazzole da laboratorio), Varenkor (frese diamantate).

Dal 2007 Larident, opera con sempre crescente successo, nel settore delle farmacie, proponendo una linea di prodotti legati all'igiene e profilassi dentale.

Nella sua efficiente divisione industriale, dotata di 9 presse ad iniezione utilizzate per la produzione di quasi 500 articoli, è possibile sviluppare con i propri clienti nuovi prodotti partendo solo da un'idea.

Agli articoli di maggior successo, come ad esempio i contenitori per protesi che nel 2016 sono stati prodotti e venduti nel quantitativo di 4.000.000 pezzi, un'ampia gamma di visiere per la protezione, porta frese di cui viene proposta la più vasta gamma sul mercato, sono stati nel tempo aggiunti molti articoli monouso come ad esempio i tray, realizzati in 3 differenti tipi di plastica ed in 27 modelli diversi o la specializzazione nella produzione di materiale in private label, che rimane una nostra peculiarità riconosciuta a livello internazionale.

Larident collabora inoltre con primari produttori nazionali nella diffusione dei prodotti made in Italy nel mondo. Nel 1997 Larident ottiene la certificazione ISO 9001/2000, rinnovata nel 2009 con la modifica in certificazione ISO 9001/2008 e nel 2010 la certificazione 14001/2004 a dimostrare la propria sensibilità verso qualità ed ambiente, e dal 2012 la certificazione 13485/2012 relativa ai dispositivi medici.

*Larident was born in 1985, but the story starts much earlier than that! The founder of the company, Mr. Giuliano Cataldi, started to work in the sector of sanitary products distribution in Genoa right after the Second World War.*

*In 1961 he starts the distribution of chemical products and alloys for the dental sector. In 1985 the company renews itself with the entry of his son Alessandro Cataldi, that comes from another company exclusively involved in the dental sector, and subsequently the company Larident is founded on 21st January 1985.*

*The sanitary sector is abandoned and the company concentrates on the dental sector in the production of plastic articles for dentists.*

*The quality of the products and their competitiveness on the market make the export market a fundamental part of the company, already from the beginning, and reached a 50% share of the turn-over in 2014.*

*At present, Larident has a commercial department that distributes its own products all over Italy and in 70 countries. On the Italian market it represents and distributes well-known manufacturers like Hager & Werken (dentistry and lab products), Polirapid (brushes for laboratories), Varenkor (sintered diamond burs), Nordiska Dental (filling materials).*

*From 2007 Larident operates in the growing pharmacy sector, offering a range of dental prophylaxis products aimed at the end-consumer market. Alongside the commercial department there is an efficient industrial division where Larident owns eight injection moulding machines, used for the production of its 500 own articles and where it is possible to develop new products customized for the customers.*

*Another strength of Larident is its flexibility in the manufacturing of personalized products for private label purposes.*

*In its efficient industrial division, equipped with nine injection moulding machines used for the production of its 500 different articles, it is possible to develop new products with the clients starting from only one idea. Among the products with the biggest success are, e.g. the prosthesis container boxes that in 2016 were produced and sold in over 4.000.000 pieces, a wide range of protection visors, bur holders (from which we offer the widest assortment available on the market). With time many disposable articles, e.g. disposable trays manufactured in three different materials and 27 models. The specialisation in the production of articles in private label is a specialty recognized on an international level.*

*Larident cooperates with the prime level of national manufacturers in the diffusion of products made in Italy throughout the world.*

*In 1997 Larident obtained the ISO9001/2000 certification, renewed in 2009 with ISO 9001/2008 and in 2010 the 14001/2004 certification in order to show its sensibility towards quality and environmental issues, and from 2012 13485/2012 certification for medical devices.*



**LARIDENT TEAM**

### G37

Orthobox light, leggero ed economico, design moderno, con fori di ventilazione.

Conf. Pz 10

*Light orthodontic box, economic model, modern design, with ventilation holes, 10 pcs. for packaging.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Az Bi Ve Fu Gi

G37 Cm 8x7 h 4



### G68

Orthobox sagomato con divisorio interno in gomma.

Confezione pz 10

*Orthobox with internal gum separation. Package pcs 10*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Bi

G68 Cm 9x9 h 5



### G64

Orthobox in plastica antiurto per apparecchi ortodontici mobili, con fori di ventilazione, colori assortiti, conf. 10 pz

(il sacchetto è formato da 2 pz per colore bianchi, blu, verdi, rossi, gialli)

*Orthobox in sturdy plastic for removable orthodontic apparatus, with ventilation holes, assorted colours, 10 pcs. for packaging (2 pcs each of white, blue, green, yellow and red).*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Az Bi Fu Gi Ve

G64 Cm 5,5x7,5 h 4



G3 Cm 8x7 h 4




### G3

Contenitore per ortodonzia con fori di ventilazione, possibilità di cordino, vari colori, conf. pz. 10. Disponibile anche in sacchetto di colori assortiti.

*Orthodontic box with ventilation, hole for cord, various colors, also available in assorted packaging. Package 10 pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G3  
DELUXE Cm 8x7 h 4



### G20

Cordino colorato per orthobox, confezione pz. 10, colori assortiti.

*Coloured cord for orthobox, 10 pcs., assorted colors.*

### G3 DELUXE

Scatola con 20 ortho box in colori glitterati, forniti con cordino. In scatola per un facile stoccaggio e piacevole presentazione al paziente.

*Package with 20 orthodontic boxes in glitter colors, with cord, in carton for an easy stockage and presentation.*

### G3 GLITTER

Orto box con colori glitterati, per dare un effetto metallizzato o marmorizzato e rendere il prodotto moderno e attraente. Sacchetto pz. 10.

*Prosthetic and orthodontic boxes in glitter colors, making a metalized and marmorized effect, giving the product a more modern and attractive look. Bag, 10 pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G3  
GLITTER Cm 8x7 h 4




# ORTODONZIA

## ORTHODONTIC

### G45

Bite box con fori di ventilazione. conf. pz. 10. Disponibile anche in sacchetto di colori assortiti. *Small retainer box (for bite) with ventilation holes, various colors, also available in assorted packaging Package 10 pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G45 Cm 7,8x7,3h3



G45 DELUXE Cm 7,8x7,3h3



G45 GLITTER Cm 7,8x7,3h3

G46 Cm 7,8x7,3h3



G49 Cm 7,8x7,3h3

### G45 DELUXE

Scatola con 20 porta bite in colori glitterati. In scatola per un facile stoccaggio e piacevole presentazione al paziente. *Package with 20 bite boxes in glitter colors, in carton for an easy stockage and presentation*

### G45 GLITTER

Porta bite con colori glitterati, per dare un effetto metalizzato o marmorizzato e rendere il prodotto moderno e attraente. Sacchetto pz.10. *Prosthetic and orthodontic boxes in glitter colors, making a metalized and marmorized effect, giving the product a more modern and attractive look. Bag, 10 pcs*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### G46

Bite box senza fori di ventilazione, in vari colori, conf. pz. 10. *Small retainer box (for bite) without holes, various colors. Package 10 pcs.*


GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### G49

Bite box, stesse caratteristiche G46, ma con foro. Conf. pz. 10. *Bite box, same features like G46, but with holes. Package 10 pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G65 Cm 5,6x5 h 2



G61

Cm 3,5x3,5 h 2

## G61

Contenitore con spugna interna per trasporto, fino a 3 elementi di corone, intarsi, faccette, provvisori. Chiusura di sicurezza. Conf. pz 100  
*Box with foam for transporting up to 3 elements for crowns, inlays, veneers. Security lock. Pack of 100 pcs.*

## G65

Contenitore con spugna interna per trasporti di ponti, arcate, semicirculari. Chiusura di sicurezza. Conf. pz 100.  
*Box with foam for transporting of bridges and circular. Security lock. Pack of 100 pcs.*

## G4

Contenitore per protesi con filtro interno de luxe, colore bianco, in polipropilene autoclavabile. Confezionato in cartone singolo.

*Prothesis box with internal filter, white colour, autoclavable, packed individually in paper box.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi

G4 Cm Ø9h8,2



G1 Cm Ø9h8,2

## G1

Contenitore per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo.

*Prothesis box with internal filter, white colour, autoclavable, packed individually in plastic bag.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Az

Bi

Bm

Fu

Gi

Ve

G47 Cm 10,5x7,5 h 2



## G47

Bite box doppio, colore bianco, conf. pz.10.  
*Double bite box, white colour. Package 10 pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi

# ORTODONZIA

## ORTHODONTIC

### G97

Cassettiera per modelli per ortodonzia e implantologia.

Realizzato in cartone accoppiato, fornito con 2 cassetti per struttura.

*Carton container for orthodontics and implantology.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G97 Cm 21x32 h 6



G71 Cm 22x10

### G71

Busta per archi facciali, modello deluxe, in cordura cucita, con rinforzi sui bordi, chiusura in velcro, confezione da pz. 10 in colori assortiti.

*Envelopes for arch face bows, deluxe model, in special cordura material, reinforced borders, velcro closure, package with 10 pcs, assorted colours.*

### G75

Busta per archi facciali, modello economico, in plastica lucida, chiusura in velcro, confezione da pz. 10 in colori assortiti.

*Envelopes for arch face bows, economic model, in glossy plastic material, velcro closure, package with 10 pcs, assorted colours.*

G75 Cm 25x12,5







**G95** Cm 20,5x34,5 h 9



**G94** Cm 10x34 h 8



**G92** Cm 10x31 h 8



### G95

Struttura in plastica con 2 contenitori ortodonzia tipo G94. Sovrapponibile e/o affiancabile, permette di strutturare al meglio l'organizzazione dei modelli  
*Plastic rack with two orthodontic containers type G94. Stackable and/or possible to place along side each other, structuring the organisation of the models.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



### G94

Contenitore per modelli per ortodonzia, parodontologia e implantologia. Realizzato in plastica ps (polistirolo), con maniglia. Contiene fino a 5 modelli.  
*Model boxes for orthodontics, parodontology and implantology, with handle. Made of break-resistant ps plastic, with handle, up to 5 models.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



### G92

Contenitore per modelli per ortodonzia, parodontologia e implantologia. Realizzato in plastica ps (polistirolo), impilabili. Fino a 5 modelli.  
*Model boxes for orthodontics, parodontology and implantology. Made of break-resistant ps plastic, stackable, up to 5 models*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



# ORTODONZIA

## ORTHODONTIC

### A2 CE

Apribocca plastica pz. 2.  
sterilizzabile mod. adulto,  
*Cheek retractors adult size available  
in pairs.*

### A3 CE

Apribocca plastica pz. 2.  
sterilizzabile mod. bambino  
*Cheek retractors child size available  
in pairs.*

Sterilizzare a temperatura di  
sicurezza (121°C). Evitare il contatto  
con strumenti metallici.

*Sterilize up to 121°C. No contact with metallic  
instruments*

### A8 CE

Divaricatori labiali mod. adulto,  
pz. 2, autoclavabile.  
*Cheek retractors with long handles  
adult size, in pairs autoclavable.*

### A9 CE

Apribocca labiali  
mod. bambino, pz. 2,  
autoclavabile.  
*Cheek retractors with long handles  
child size in pairs autoclavable.*

### F35

Porta pinze ortodontiche in  
metallo, colore blu.  
*Metallic orthodontic pliers support,  
blue.*

Zoccolatori in gomma  
per ortodonzia pz. 5  
(3 superiori e 2 inferiori).  
*Orthodontic rubber impression trays,  
5 pcs. (3 sup. + 2 inf.).*

### G2.1


Lisci / *Shot surface*

### G2.2

Con righe orizzontali.  
*Horizontal lines.*

### G2.3

Con righe verticali tipo bego.  
*With vertical lines bego type.*



# IMPLANTOLOGIA

## IMPLANTOLOGY

A6



**A6** CE

Serie di quattro strumenti per implantologia in plastica stery autoclavabile.

*Four plastic implant instruments autoclavable.*

**A00406** CE

Curette per implantologia.

*Scaler.*

A00406

L85



L88



**L85**

Portafrese per implantologia, frese alte, in plastica autoclavabile.

*Implantology burs holders, high burs, autoclavable plastic.*

**L88**

Portafrese per implantologia, frese basse, in plastica autoclavabile.

*Implantology burs holder, low burs, autoclavable plastic.*

S5

Cm 21x10,5h3



**S5**

Vassoio per implantologia in acciaio inox, composto da 16 scomparti removibili per viti cm 4,5x1,5 e 2 scomparti per strumenti cm 17,5x3,5 e cm 9,5x2,5. Dotato di doppio coperchio, 1 interno e 1 esterno.

*Implant tray organizer stainless steel, with 16 removable containers for screws 4.5x1.5 cm and 2 containers for instruments 17.5x3.5 cm and 9.5x2.5 cm and double cover.*

# PORTA IMPRONTE



## IMPRESSION TRAYS



### MA CE


Porta impronte alluminio forato  
Alluminium perforated impression trays

### MA1 CE

Portaimpronte in alluminio forato. Set pz 12.  
Alluminium perforated impression trays. Set 12 pcs.

| SUP.   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--|----|----|----|----|----|----|
|  | 63 | 69 | 72 | 74 | 75 | 83 |
|  | 44 | 47 | 48 | 50 | 53 | 58 |

| INF.   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--|----|----|----|----|----|----|
|  | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 |
|  | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 64 |



MA



MR







### MR CE

Porta impronte acciaio inox con bordo di ritenzione, forate  
Perforated stainless steel impression trays with retention rim

### MR1 CE

Porta impronte acciaio inox con bordo di ritenzione, forate, serie 12 pz  
Perforated stainless steel impression trays with retention rim set 12 pz

| SUP.   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--|----|----|----|----|----|----|
|  | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 |
|  | 50 | 51 | 55 | 56 | 59 | 64 |

| INF.   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--|----|----|----|----|----|----|
|  | 68 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 |
|  | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 |



MS



MD

### MS CE

Porta impronte acciaio inox, forate  
Stainless steel perforated impression trays

### MS1 CE

Porta impronte acciaio inox, forate serie 12 pz  
Stainless steel perforated impression trays set 12 pcs



ME

### MD CE

Porta impronte parziale alluminio forato.  
Misure: 1-3-5/SX - DX  
Partial perforated aluminium impression tray. Sizes: 1-3-5 / SX - DX

### ME CE

Porta impronte parziale inox, forato  
Misure: 1-3-5/SX - DX  
Partial perforated inox impression tray. Sizes: 1-3-5 / SX - DX

# PORTA IMPRONTE

## IMPRESSION TRAYS



### MT CE

Portaimpronta monouso, realizzato in Pvc atossico. Disinfettabile a freddo. Utilizzabile con poliestere e siliconi, elastomeri, alginati (utilizzando un adesivo specifico). Applicazioni / uso: odontoiatrico in cavo orale. Disponibile in tre differenti misure, superiore ed inferiore. Confezione pz. 6 assortiti o per singola misura

*Single use impression tray, made of non-toxic pvc. Cold sterilizable. Used for polyesters, silicones, elastomers, alginates (using a specific adhesive).*

*Applications / indications: dental use, in the oral cavity. Available in three different dimensions, superior and inferior. Packaging with 6 pcs, assorted or for size.*

Cod. MT-ASS,  
MT1-SUP MT2-SUP MT3-SUP  
MT1-INF MT2-INF MT3-INF

MT  
ASS

### F43

Clean Tray a pH neutro. Disciolto in acqua forma una soluzione neutra, che consente di eliminare facilmente e in breve tempo l'alginato dai porta impronte e da altri strumenti. 1Kg.

*Clean Tray neutral pH dissolved in water forms a neutral solution which removes easily and quickly alginate from trays and other instruments. 1Kg.*



F43

G34

Cm 18x18h11



### G34

Box per trasporto impronte umide. In materiale atermico per impedire la deformazione dovuta a retrazione. Protegge da urti accidentali. Possibile inserimento borsa ghiaccio su misura.

*Thermal dispatch container for humid impressions trays. Possible to insert a little cold bag.*

# PORTA COTONE

## COTTON HOLDERS

### A20.1

Distributore pellets foro piccolo con molla, autoclavabile.  
*Pellets dispenser, small hole with spring, autoclavable.*

A20.1 Cm 5x5 h 5,3

### A20.2

Distributore pellets foro medio con molla, autoclavabile.  
*Pellets dispenser, medium hole with spring, autoclavable.*

A20.2 Cm 5x5 h 5,3

### A20.3

Distributore pellets foro grande con molla, autoclavabile.  
*Pellets dispenser, large hole with spring, autoclavable.*

A20.3 Cm 5x5 h 5,3

A20.5 Cm 4x4 h 5

### A20.5

Distributore pellets inox foro medio con molla.  
*Inox steel pellets dispenser, medium size with spring.*

### F17

Pinzetta metallica London college.  
*Metallic plier London college.*

F17

### L5

Portacotone metallico con molla.  
*Metallic cotton holder, with spring.*

L5 Cm Ø 6,3, h 8,2

### L1

Portacotone piccolo, cop inox  
*Plastic cotton holder, inox lid  
Ø cm 10, h 10.*

### L2

Portacotone medio, cop inox  
*Plastic cotton holder, inox lid  
Ø cm 10, h 12.*

### L3

Portacotone grande, cop inox  
*Plastic cotton holder, inox lid  
Ø cm 12, h 12.*

### L1C

Coperchio cerniera inox.  
*Stainless steel lid, inox cover.  
Ø cm 10, h 10.*

### L2C

Coperchio cerniera inox.  
*Cotton holder, inox cover  
Ø cm 10, h 12.*

### L3C

Coperchio cerniera inox.  
*Cotton holder, inox cover  
Ø cm 12, h 12.*

### L4

Contentori rulli salivari  
4 scomparti.  
*Cotton roll holder, plastic,  
with 4 compartments.*

L4 Cm Ø 12,4 h 5

L1 Cm Ø 10, h 10

# PORTA COTONE

## COTTON HOLDERS



A42

Cm 10,5x5 h 10

### A42

Porta rulli a singola caduta.  
Autoclavabile 121°.  
Universale per rulli 1,2,3.  
Contiene fino a 50 rulli.  
*Cotton roll container, for injection control. Sterilizable 121°.  
Utile for rolls 1, 2, 3. Capacity 50 rolls.  
Each piece dispensed individually.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi Blu Gi

### A4

Distributore a cassetto, capacità 50 rulli.  
*Cotton roll dispenser, capacity of 50 rolls.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi Blu Gi Gr



A4

Cm 9,5x5 h 10

### A45

Porta rulli a singola caduta per un ottimo controllo batterico.  
*Cotton roll dispenser, for an optimal infection control.  
Each piece dispensed individually.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Az Bi

### A48 CE

Cotton clip.  
Ferma rulli doppio in plastica, confezione pz. 100.  
*Cotton clip, double cotton roll holder in plastic, 100 pcs for packaging.*

A45

Cm 6x14 h 15



A48



# DISINFEZIONE

## DISINFECTION

### G80

Cassetta per sterilizzazione in plastica con 3 supporti in silicone, antisdrucchiolo, completamente autoclavabile.  
*Plastic autoclavable instruments container with silicon support, no skid.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Az Be Bi Gi



Ro Ve

G80 Cm 18,8x9h2,4



### G82

Conf. 3 supporti di ricambio bianchi in silicone, autoclavabili.  
*Set of 3 replacement silicon supports white, autoclavable.*

G41 Cm 28x18



### G41

Supporto in silicone autoclavabile per fissare gli strumenti, con interasse variabile tra i perni per un migliore posizionamento degli strumenti (0,8 cm x 1 cm).  
*Autoclavable silicon mat for instruments, with different distance among pins (0,8 cm x 1 cm).*

S3 Cm Ø9h5

G5 Cm Ø9h8,2



### G5

Box in plastica autoclavabile, con filtro interno.  
*Sterilizable box for burs disinfection with internal filter.*

### S3

Box in acciaio inox con filtro interno.  
*Stainless steel box with internal filter for burs disinfection.*



# DISINFEZIONE

## DISINFECTION



**G11** Cm26x11h8

### G11


Contenitore per disinfezione strumenti capacità 1,250 lt.  
Sterilization box for instruments, fits 1.250 lt.

### G11.1

Contenitore per sterilizzazione frese e piccoli strumenti.  
Sterilize support for burs and small instruments.



**G11.1**



**G70** Cm35x26h14



### G70

Box per disinfezione a freddo, autoclavabile a 121°, capacità lt 3.

Box cold sterilization, autoclavable 121°, fits 3 lt.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Fu Az Gr Pa

# ENDODONZIA

## ENDODONTICS

### Q62

Endo Clean Test: contenitore rotondo per 16 strumenti canalari, con misuratore a scalare per lunghezza, sterilizzabile, spugnetta tipo C 92 per pulizia. Colore azzurro.  
*Round container with measurer for endo instruments, with sponge (model C92), blue colour.*

Q62 Cm Ø7,4 h 6,8



### C92

Spugnette per pulizia strumenti endodontici, Conf. pz. 25.  
*Endodontic sponges, 25 pcs.*  
 Ø cm 5, h 1.

Q65 Cm 13,6x5 h 2

### C98

Set 25 spugnette di ricambio per Q65.  
*Set 25 sponges for organizer Q65.*  
 Cm 4,5x4,5



### Q65

Endo Organizer Set: contenitore sterilizzabile per 16 strumenti endodontici con misuratore e spugnetta per pulizia.  
*Stery holder for 16 endodontic instruments with endometer measurer and sponge for cleaning.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



### Q13

Misuratore rotondo per strumenti canalari.  
*Round measurer for files.*

Q13 Cm Ø3,5 h 5



### Q14

Misuratore rettangolare per strumenti canalari.  
*Rectangular measurer for files.*

Q14 Cm 10x4 h 4





**C92** Cm Ø5h1

**C99** Cm Ø6,5h1

**C90** Cm Ø5 h 0,5

### C95

Endo Stery Kit. Kit introduzione spugnette per pulizia strumenti canalari: 3 supporti autoclavabili colorati, 50 spugnette spessore cm 0,5, 25 spugnette spessore cm 1.

*Introductory endoclean sponges kit: 3 autoclavable supports, 50 sponges cm 0.5 thick, 25 sponges cm 1.*

### C90

Spugnette per pulizia strumenti endodontici, conf. pz. 50.  
*Endodontic sponges, 50 pcs.*  
Ø cm 5, h 0,5.

### C92

Spugnette per pulizia strumenti endodontici, conf. pz. 25.  
*Endodontic sponges, 25 pcs.*  
Ø cm 5, h 1.

### C99

Spugnette grandi per endodonzia, per G44, conf. pz. 25.  
*Endodontic sponges, 50 pcs.*  
*For endostand G44.*  
Ø cm 6,5 h 1.

### G29

Supporto in plastica autoclavabile per spugnette endodontiche.  
*Plastic endodontic instrument cleaner, closed base.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### Q25

Pulitore strumenti canalari in alluminio, fondo aperto.  
*Aluminium endodontic instrument cleaner, open base.*

### Q28

Pulitore strumenti canalari in alluminio, fondo chiuso.  
*Aluminium endodontic instrument cleaner, closed base.*

**Q28** Cm Ø4h3,2

**G29** Cm Ø4,5h3

**G44** Cm 6x4h5

### G44

Supporto in plastica autoclavabile per spugnette endodontiche grandi (C99)  
*Autoclavable endostand, for sponges (C99)*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Ne

# ENDODONZIA

## ENDODONTICS

Forniti con coperchio.  
Supplied with cover.

### Q5

Mini endobox 72 fori.  
Mini endobox 72 points.

### Q9

Mini endobox 48 strumenti,  
colore blu.  
Mini endobox 48 instruments,  
blue colour.

### Q10

Mini endobox con bicchierini  
in silicone per guttaperca.  
Mini endobox with silicon caps for  
guttapercha.

### Q15

Endobox mini misto, colore  
rosso.  
Mini endobox mixed, red color.

### Q8

Maxi endobox rotondo. Maxi  
round endobox.

### Q36

Contenitore rotondo per  
endodonzia in alluminio  
anodizzato rosso.  
Round endodontic anodized  
aluminium holder red color.

### Q38

Contenitore rotondo con  
vetrini per guttaperca blu.  
Round holder guttapercha points,  
blue color.



Q10 Cm 10x4,2h5

Q5

Q9

Q15



Q8 Cm Ø9,2h7



Q36

Q38 Cm Ø4h6



Q27 Cm 25,5x11,5h3

### Q27

Vassoio per endodonzia con  
coperchio.  
Endodontic tray, with cover.

### Q1

Maxi endobox a piastra intera  
con bicchierini in silicone per  
guttaperca.  
Maxi endobox whole plate with silicon  
caps for guttapercha.

### Q3

Maxi endobox composto da 5  
mini a 72 fori.  
Maxi endobox composed of 5 mini box  
72 points.

### Q4

Maxi endobox settimanale  
composto da 5 mini misti di  
diversi colori.  
Weekly maxi endobox composed of 5  
mini mixed various colors.

### Q6

Maxi endobox a piastra intera,  
colore blu.  
Maxi endobox whole plate, blue color.

### Q7

Endobox medio composto  
da 3 mini a 72 fori.  
Medium endobox composed of 3 mini  
box 72 points.



Q7 Cm 12,5x10,5 h7


Q3

Q4 Cm 20,5x10,5 h7

Q6


Q1

Q51 Cm Ø13h3,5



Endobox in plastica stery autoclavabile composti da base e coperchio con uno o più inserti.  
*Autoclavable endoboxes with base and cover with one or more inserts.*

Q40



**Q40**

Mini endobox 48 strumenti per manipolo.  
*Mini endobox 48 handpiece instruments.*

**Q41**


Mini endobox 48 strumenti manuali.  
*Mini endobox 48 manual instruments.*

Q41

Cm 12x6,8h3,5



Q50



Q44

Cm 18,5x11,7h3,5

**Q51**

Endobox rotondo per strumenti e coni gutta.  
*Round endobox for instruments and gutta.*

**Q42**

Maxi endobox 4 inserti strumenti per manipolo.  
*Maxi endobox 4 inserts for handpiece instruments.*

**Q43**

Maxi endobox 4 inserti per strumenti manuali.  
*Maxi endobox 4 inserts for manual instruments.*

**Q44**

Maxi endobox misto, 2 inserti strumenti manipolo e 2 manuali.  
*Maxi endo box mixed, 2 inserts handpiece and 2 manual instruments.*

**Q50**

Maxi endobox misto, 1 inserto manipolo, 1 manuale, 1 fresa FG, 1 fresa RA.  
*Maxi endobox mixed, 1 insert handpiece, 1 manual, 1 FG bur, 1 RA bur.*

**Q56**

Supporto 48 strumenti per manipolo.  
*Support 48 handpiece instruments.*

**Q57**

Supporto 48 strumenti manuali.  
*Support 48 manual instruments*

**Q58**

Endobox 60 fori universali (manuali e/o per manipolo). Autoclavabile 125°.  
*Autoclavable endo box 60 universal holes (handpieces and manual instruments). Sterilizable up to 125°.*



Q58

Cm 11x5,2

# CATENELLE

## BIBS HOLDER

### A31

Catenelle in gomma termoplastica sterilizzabile 121°.  
Confezioni da pz. 4 imbustate singolarmente.

Ogni catenella è profumata con una fragranza particolare abbinata al colore.

*Bib holder in sterilizable 121° thermoplastic rubber.*

*Packaging with 4 pcs, individually packed. Each holder is scented suitably to the colour.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:

|       |          |        |      |     |
|-------|----------|--------|------|-----|
|       |          |        |      |     |
| AZ    | FUX      | GI     | VE   | ASS |
| TALCO | VANIGLIA | LIMONE | PINO |     |
| TALC  | VANILLE  | LEMON  | PINE |     |



A31



A32



### A32

Catenella in gomma termoplastica non sterilizzabile.  
Confezioni da pz. 10 in colori assortiti.

*Bib holder in thermoplastic rubber. Not autoclavable. Packaging with 10 pcs, in assorted color.*

### A33

Catenella in gomma termoplastica, sterilizzabili 121°.  
Confezione pz 4.

*Bib holder in thermoplastic rubber. Autoclavable 121°. Packaging in 4pcs.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:

|       |       |        |       |     |
|-------|-------|--------|-------|-----|
|       |       |        |       |     |
| BI    | FUX   | GI     | VE    | ASS |
| WHITE | FUXIA | YELLOW | GREEN |     |



A33

C42

Aperto/open Cm 45x32,2  
Piegato/Folded Cm 16,1x11,3




## C42

Tovaglioli 3 veli, 2 carta e 1 plastica. Conf. pz. 500, disponibili in 7 colori.

Ottimo potere di assorbimento e grande resistenza agli strappi  
*Towels, 3 plies, 2 paper plies / 1 PE ply, in package 500 pcs, available 7 colours. Excellent absorption capacity and tear resistance.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



## C62


Tovaglioli 2 veli, 1 carta e 1 plastica. Conf. pz. 500, disponibili in 8 colori.

Ottimo potere di assorbimento e grande resistenza agli strappi.

*Towels, 2 plies, 1 paper plies / 1 PE ply, in package 500 pcs, available 8 colours. Excellent absorption capacity and tear resistance.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



C62

Aperto/open Cm 45x32,2  
Piegato/Folded Cm 16,1x11,3

## C64

Tovagliolo 3 veli, 2 carta + 1 plastica, in pacchi singoli da 50pz (10 pacchi per cartone)

*Towels, 3 plies, 2 ply paper + 1 ply plastic, packed 50 pcs in plastic. 10 packs / box.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA  
*OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST*

## C63

Tovagliolo 2 veli, 1 carta + 1 plastica, modello per bambino con disegni. Fondo bianco e decoro in azzurro o rosa

*Towels, 2 plies, 1 ply paper + 1 ply plastic, children model with drawings. White background with print in blue or pink.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



C63

Aperto/open Cm 45x32,2  
Piegato/Folded Cm 16,1x11,3

# CONTENITORI

## HOLDERS



A34 Cm 18x13 h 17

A7 Cm 18x13 h 17






### A7

Dispenser per salviette con molla, colore bianco.  
*Towels dispenser with spring, white colour.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:  Bi

### A34

Dispenser per salviette, con apertura frontale a taglio.  
*Towels dispenser.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:  Bi  BLU TRASP  FUMÈ  TRASP

### A68

Dispenser per asciugamani in carta a "C", capacità 250 pz., fissaggio a muro con 4 tasselli forniti, con serratura, colore bianco.

*Dispenser for C-folded towels. Contains 250 pcs, mounted to the wall with four screws (included), with lock, white colour.*

### A68

Cm 30x26 h10

### C44

Aperto/ Open Cm 23x33  
Piegato/folded Cm 23x10



### C44

Tovaglioli a 1 velo piegati a "C". Conf. pz. 3000.

*Tissue towels, 1-ply, C-folded, 3000 pcs.*

### BIO-BIB

Tovagliolo in carta completamente riciclata, colore grigio naturale, senza coloranti, 1 velo piegati a C, gr/m2 40, confezioni da 3000

*Fully recycled paper, grey natural colour, without colorants, 1-ply, C-folded, gr/m2 40, 3000 pcs / pack.*



### BIO BIB

Aperto/ Open Cm 23x33  
Piegato/folded Cm 23x10




### C60

Mantellina monouso in 2 strati di carta e plastica accoppiati, rotolo da 80 strappi, cm 60x50. Cartone da 12 rotoli

*Tissue and plastic bibs, roll of 80 pcs, cm 60x50. Carton: 12 rolls.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



C60



A64

Cm 28x13,6h 12,5

### A64

Contenitore in polipropilene bianco, appendibile, per mantelline in rotolo.

*Hanging plastic dispenser for bib rolls, white colour.*

### C41

Mantellina monouso in plastica azzurro, rotolo da 180 strappi, cm 80x50. Cartone da 6 rotoli.

*Plastic bibs, roll of 180 pcs, cm 80x50, carton 6 rolls.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



C41



### C70

Copri testiere, realizzate in cellulosa/plastica, non sterile. Misura cm. 29 x 30, universale per tutti i riuniti.

Ottima protezione per la testa del paziente, facile da utilizzare. Cartone con 175 pz.

*Head rest covers, made of cellulose + foil non sterile. Universal for dental chairs. Great protection of patient head, easy to use. Dimension 29 x 30 cm. 1 package = 175 pieces*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



C70



# BICCHIERI CUPS

## G93

Portabicchieri plastica bianca, vetro fumé, con riduttore per piccoli bicchieri, capacità pz 50.  
*Plastic cup dispenser white plastic, grey glass, holds 50 pcs.*

G93


Cm 10x9,5 h 32



## G6

Contentore per 50 bicchieri in metallo verniciato, appendibile.  
*Hanging cup dispenser, painted metal, for 50 cups.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



ALL Bi Gr Ro

G6

Cm 8,5x8,5 h 36



## C38

Scatola 3000 bicchieri in termoformato bianco 166cc (cartone con 30 sacchetti da 100 pz)  
*3000 plastic cups white cc166. Carton: 30 packages for 100 pcs each.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi

C38



## BIO-CUP

Bicchieri monouso in PLA, biodegradabile e compostabile, capienza 166cc, confezione da pz. 50. (Cartone completo contiene 20 file tot. 1000pz)  
*PLA disposable cups, biodegradable and compostable, cc 166, package 50 pcs. (Full carton 20x50 pcs. Tot 1000pcs)*

## C37

Scatola 3000 bicchieri in termoformato colorato 166cc (cartone con 30 sacchetti da 100pz)  
*3000 plastic cups painted cc166. Carton: 30 packages for 100 pcs each.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Ar Bl Az Fu Gi



Li Ve Ro

BIO  
CUP



C37

# CANULE SALIVA EJECTORS

C54

Canula aspira saliva in PVC atossico, anima incorporata in filo ramato, cappuccio non incollato con sagomatura arrotondata, proposte in 2 lunghezze, corta o lunga, in cartone da 5000 pezzi, divise in sacchetti da pz. 100 (lunghe) o 250 (corte) cad. Disponibili standard in 6 colori trasparenti e bianco opaco. *Disposable saliva ejectors made in non toxic PVC, metal wire, loose round tip, carton with bags x 100 or 250 pcs = 5000 pcs. Available in 1 opaque and 6 transparent colours.*



**C54** CE

Canula corta - Short saliva ejectors

**C56** CE

Canula lunga - Long saliva ejectors

GAMMA COLORI OPACHI:

AVAILABLE OPAQUE COLOURS:



Bi

GAMMA COLORI TRASPARENTI:

AVAILABLE TRANSPARENT COLOURS:



AR



Az



Fu



Gi



Tr



VE

ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA  
OTHER COLORS AVAILABLE ON REQUEST

**C54 ASS** CE

Canula corta in cartone assortito. Contiene 10 sacchetti da 100 per colori trasparenti. *Assorted package with 1000 pcs for each colour*

GAMMA COLORI TRASPARENTI:

AVAILABLE TRANSPARENT COLOURS:



AR



Az



Gi



VE



Fu

**C58**

Canula monouso in polietilene, estremità angolate 45°, lunghezza cm. 13, ø 11 mm, confezione pz 100

*Disposable aspirating tubes, cm 13 ø mm 11, 45° shaped ends, pcs 100.*

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Bi

C58

**A38**

Dispenser di canule aspirasaliva con coperchio, plexiglass trasparente, per 250 pz.

*Saliva ejector dispenser transparent plexiglass, with cover, capacity 250 pcs.*

**A38-DELUXE**

Dispenser di canule aspirasaliva con coperchio, trasparenza eccezionale, per 250 pz.

*Saliva ejector dispenser, super transparent plexiglass, capacity 250 pcs.*

A38  
DELUXE

Cm 17x15h 12

A38

Cm 16x14h 11,5

# VASSOI PET E BIO

## TRAYS PET AND BIO

### C22

Vassoio monouso grande in PET, con bordino, pz. 400 (in sacchetti da 50pz.).

*PET disposable tray, large, plain surface, pcs. with rebord, (in 50 pcs bags)*

C22 Cm28x18



### C23

Vassoio monouso grande in PET, con bordino e fondo zigrinato conf. pz. 400 (in sacchetti da 50 pz.).

*PET disposable tray, large, knurled surface, with rebord, white, 400 pcs. (in 50 pcs bags).*

### BIO-TRAY

Tray monouso in PLA, polimero di origine vegetale (derivato dall'amido di mais) biodegradabile e compostabile, al 90% in 60 giorni e completamente in 90 giorni.

Alta resistenza e colorazione trasparente.

Confezione da pz. 100 (in sacchetti da 50 pz.).

*Disposable tray made of PLA, a plastic derived from cornstarch, biodegradable and compostable: to 90% in 60 days and completely in 90 days. High resistance, transparent. Packagings of 100 pcs (in 50 pcs bags).*

BIO TRAY Cm28x18



## PLA (ACIDO POLI-LATTICO)

Si ottiene dalla polimerizzazione dell'acido lattico derivato dal destrosio (zucchero) derivato dal mais. Il PLA è trasparente, lucido, rigido ed è il primo polimero ad impatto zero rispetto all'emissione di CO2 (nasce da fonti rinnovabili ed offre agli utilizzatori una valida alternativa ai polimeri derivati dal petrolio).

*Is obtained by polymerization of lactic acid derived from dextrose (sugar) derived from corn. The PLA is transparent, glossy, stiff and is the first zero impact polymer relative to CO2 emission (comes from renewable sources and offers users a viable alternative to polymers derived from petroleum).*

# VASSOI POLISTIROLO

TRAYS



C20 Cm 28x18

## C20

Vassoio monouso grande in plastica polistirolo, con bordino, pz. 400 (in sacchetti da 50 pz.).  
*Polystyrene plastic disposable tray, large, plain surface, with rebord, white, 400 pcs. (in 50 pcs bags).*

C21 Cm 28x18

## C21

Vassoio monouso grande in plastica polistirolo, con bordino e fondo zigrinato conf. pz. 400 (in sacchetti da 50 pz.).  
*Polystyrene plastic disposable tray, large, knurled surface, with rebord, white, 400 pcs. (in 50 pcs bags).*




C25 Cm 28x18

## C25

Tray monouso colore singolo, pz. 400 (in sacchetti da 50 pz.), caratteristiche come C24.  
*Coloured disposable trays, single colour packs, 400 pcs (in 50 pcs bags) like C24.*

**GAMMA COLORI:**  
AVAILABLE COLORS:



Ari Az Gi Li Ro Ve

## C24

Vassoio monouso in plastica polistirolo colorata, fondo zigrinato con bordino per fornire la massima resistenza, misura grande, in confezione assortita in vari colori.  
*Polystyrene coloured plastic tray knurled surface and rebord, big size, in assorted package.*

# MONOUSO

## DISPOSABLE PRODUCTS

### C50

Bacinella reniforme monouso, confezione pz. 50.  
*Disposable kidney dish, packaging with 50 pcs.*

C50 Cm 25x13,5 h 4



### C51

Vassoio monouso piccolo in plastica rigida, zigrinato, conf. pz. 400.  
*Disposable small tray, hard plastic, knurled surface, white, 400 pcs.*



C51 Cm 20x10

### C52

Vassoio monouso grande in plastica rigida, zigrinato, conf. pz. 400.  
*Disposable big tray, hard plastic, knurled surface, white, 400 pcs.*



C52 Cm 20x15

### C35

Pozzetto monouso per miscelazione, conf. pz. 50.  
*Disposable mixing pots, 50 pcs.*

C35 Cm 7x5,5

### R11

Spatolina monouso per miscelazione, pz. 100.  
*Disposable mixing spatulas, 100 pcs.*



R11

R24

### R24

Spatola in poliamide per cementi, resine acriliche e paste, autoclavabile, conf. pz. 100.  
*Polyamide plastic spatule for cement and acrylic, autoclavable, 100 pcs.*



C43.1 Cm Ø6,5 h 4,2

C43

### C43

Contenitore per rifiuti, cf. pz. 1000.  
*Cotton waste container, 1000 pcs.*

### C43.1

Supporto in alluminio per contenitore rifiuti C43.  
*Aluminium holder for waste container C43.*

# VASSOI PICCOLI

## MINI TRAYS

### C26

Vassoio monouso piccolo in plastica polistirolo, con bordino e fondo liscio conf. pz.400 (in sacchetti da 50 pz.).

*Polystyrene plastic small disposable tray, flat surface, with rebord, white, 400 pcs. (in 50 pcs bags).*

C26

Cm 18x14



### C27

Vassoio monouso in plastica polistirolo piccolo e fondo zigrinato, pz. 400 (in sacchetti da 50 pz.).

*Polystyrene plastic disposable tray, small, knurled surface, white, 400 pcs (in 50 pcs bags).*

C27

Cm 18x14



### C28

Vassoio monouso piccolo in plastica polistirolo colorata, fondo liscio con bordino per fornire la massima resistenza, pz 400.

*Polystyrene plastic small disposable tray, flat surface, with rebord, coloured, 400 pcs. (in 50 pcs bags).*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Ar Az Gi Ve

C28

Cm 18x14




# VASSOI METALLO

## METALLIC TRAYS

### Q17

Vassoio alluminio anodizzato.  
Anodized aluminium tray.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Q17 Cm h 28

### Q17.1

Coperchio per Q 17 colore alluminio.  
Aluminium cover for Q 17, silver color.

Q17 Cm 18x14 h 1,5

### Q24

Rastrelliera per 8 strumenti.  
Rack for 8 instruments.

### Q31

Tray completo vassoio, coperchio, rastrelliera.  
Set completed tray, cover, rack.



### Q32

Vassoio forato. Perforated tray.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### Q32.1

Coperchio forato per Q32, solo colore alluminio.  
Perforated cover for Q32 only silver color.

Q33 Cm 28,4x18,3 h 1,7

### Q33

Tray forato completo di vassoio, coperchio e rastrelliera.  
Perforated set with tray, cover and rack.

S14

Cm 20x10



S1

Cm 25x13,5 h 3,5



S15

Cm 20x15

### Q177

Portavassoio mini, 6 scomparti, per Q17.  
Aluminium mini tray rack, 6 levels, for Q17.



### S14

Vassoio con bordo svasato piccolo.  
Stainless container, small.

### S15

Vassoio con bordo svasato grande.  
Stainless container, large.

### S1

Bacinella reniforme media in acciaio inox.  
Stainless steel dish kidney.



# VASSOI METALLO

## METALLIC TRAYS



**Q16** Cm 28,4x18,3 h 1,7

### Q16

Vassoio alluminio anodizzato.  
Anodized aluminium tray.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



**S16**

Cm 28,4x18,3 h 1,7



### Q16.1

Coperchio per Q16 anche per vassoi plastica, colore alluminio.  
Aluminium cover for Q16, also for plastic trays, silver colour.

### Q19

Rastrelliera per 11 strumenti.  
Rack 11 instruments.

### Q20

Rastrelliera per 17 strumenti.  
Rack 17 instruments.

### Q30

Tray completo vassoio, coperchio, rastrelliera.  
Set completed tray, cover, rack.



**G8**

**Q166** Cm h 28

### Q166

Portavassoio maxi, 6 scomparti, per Q16.  
Aluminium maxi tray rack, 6 levels, for Q16.

**Q22**



### S16

Vassoio inox.  
Stainless steel instruments tray.

### S16.1

Coperchio per vassoio S16.  
Lid for tray S16.

### S19

Rastrelliera standard inox, 11 strumenti, per S16.  
Inox rack for 11 instruments for tray S16.



### G8

Con rastrelliera, portastrumenti, sterilizzabile a freddo.  
Plastic tray with rack, cold sterilizable.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### G7

Vassoio liscio sterilizzabile a freddo.  
Plastic tray without rack.


GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### Q22

Dappen monouso applicabili ai vassoi, conf. pz. 200.  
Disposable dappen dishes for trays, 200 pcs.

# CONSERVATIVA CONSERVATIVE



## C36 CE

Kit in scatola de luxe composto da 6 manici per pennellini composito e 1 confezione per tipo da pz.100

*Composite brushes kit with 6 handles and 400 brushes (100 for each size) in sturdy plastic.*

Pennellini disponibili in confezione da pz.1000 in pratico dispenser riutilizzabile come disinfetta frese.

*Box 1000 extra fine white brushes in reusable dispenser, as box for burs disinfection.*

## C31.1000 CE

Bianchi extra fini. *White, extra fine.*

## C32.1000 CE

Bianchi fini. *White fine.*

## C33.1000 CE

Neri extra fini. *Black, extra fine.*

## C34.1000 CE

Neri fini. *Black fine.*

Pennellini per composito, in sacchetti da pz. 100.

*Composite brushes in bags, 100 pcs.*

## C31 CE

Bianchi extra fini - *White, x-fine*

## C32 CE

Bianchi fini - *White fine*

## C33 CE

Neri extra fini - *Black, extra fine*

## C34 CE

Neri fini - *Black fine*

## C30 CE


Manico per pennelli standard, in conf. assortita da pz. 3 (uno per azzurro, verde, bianco).

*Autoclavable plastic handle, assorted 3 pcs (1 each of Light blue, white and green).*

C47

C46

C45



Coppetta RA, pz. 100  
*Junior cup RA pz. 100*

Coppetta RA, pz. 12  
*Junior cup RA pz. 12*

## C45 CE

Setola bianca RA - *White bristle*

## C45.12 CE

Setola bianca RA - *white bristle*

## C46 CE

Nylon - *Nylon*

## C46.12 CE

Nylon - *nylon*

## C47 CE

Palmata colore bianco  
*Rubber cup with skirt, white colour*

## C47.12 CE

Palmata colore bianco  
*rubber cup with skirt, white colour*

C11 Cm 8x8



Blocchetto per impasto in PVC, fondo antisdrucciolo, doppia incollatura, spessore mm 1,1.  
*Plastic mixing pad, anti-slip base, Thickness 1.1 mm.*

100 fogli cad /  
100 sheets each.

**C10**

Cm 5x5, Conf. pz. 6/6 pcs.

**C11**

Cm 8x8, Conf. pz. 6/6 pcs.

**C12**

Cm 14x8, Conf. pz. 3/3 pcs.

50 fogli cad / 50 sheets each.

**C13**

Cm 14x20, conf. pz. 3/3 pcs.

C12 Cm 14x8



C10 Cm 5x5



C18 Cm 12x18

Blocchetto per impasto in carta plastificata, fondo antisdrucciolo, doppia incollatura.  
*Mixing pad, paper plastified on both sides, anti-slip base.*

100 fogli cad / 100 sheets each.

C16 Cm 5x5

**C16**

Cm 5x5, Conf. pz. 6/6 pcs.

**C17**

Cm 10x10, Conf. pz. 6/6 pcs.

**C18**

Cm 12x18, Conf. pz. 3/3 pcs.

50 fogli cad  
50 sheets each.

**C19**

Cm 15x24, Conf. pz. 3/3 pcs.

C19 Cm 15x24



C17 Cm 10x10



Misure particolari  
disponibili  
su richiesta  
*Special sizes available  
on request*

# CONSERVATIVA

## CONSERVATIVE

A1

### A1 CE

Serie 5 spatolini per composito,  
in plastica autoclavabile.  
*Five plastic composite instruments  
autoclavable.*



### R55

Bicchierino graduato per  
miscelazione, autoclavabile,  
capienza 30 cc, confezione  
pz. 100.  
*Graduated mixing glass, autoclavable,  
cc 30, 100 pcs.*

R55 Cm Ø4,5h4



### T40

Manico per specchietti  
ottagonale.  
*Octagonal handle for mouth mirrors.*

T43 Cm Ø2,3



T42 Cm Ø1,9



### T41

Manico per specchietti rotondo.  
*Round handle for mouth mirrors.*

T41 Cm 12,3



### T42 CE

Specchietti piani per bocca  
n° 4, 12 pz.  
*Mouth mirrors n° 4, 12 pcs.*

T40 Cm 12,3



### T43 CE

Specchietti piani per bocca  
n° 5, 12 pz.  
*Mouth mirrors n° 5, 12 pcs.*

T32



### T32

Spazzola in plastica  
autoclavabile 121° per studio e  
laboratorio.  
*Sterilizable plastic brush for dentist  
and laboratory.*

### T33

Pinza per frese in acciaio inox.  
*Stainless steel plier for burs.*



T33

Cm 17



A12

A11

A14

### A11 CE

Siringa curva autoclavabile.  
*Amalgam gun curved autoclavable.*

### A11.1 CE

Becco ricambio curvo autoclavabile.  
*Replacement tip curved autoclavable.*

### A12 CE

Siringa diritta autoclavabile.  
*Amalgam gun straight autoclavable.*

### A12.1 CE

Becco ricambio diritto autoclavabile.  
*Replacement tip straight autoclavable.*

### A14 CE

Siringa curva 110° autoclavabile.  
*Amalgam gun curved 110° autoclavable.*

### A14.1 CE

Becco ricambio 110° autoclavabile.  
*Replacement tip 110° autoclavable.*



A15

G18

Cm 12,5x10



G42

Cm 7x9xh7

G24

Cm 6x8 h6

### A15

Mortajo per amalgama bianco autoclavabile, guarnizione antistrucchiolo.  
*Amalgam mortar white, with no skid base autoclavable.*

### G18 CE

Arco diga grande in plastica autoclavabile.  
*Autoclavable plastic frame, large.*

Zoccolatori monouso per modelli antagonisti in plastica colore bianco.  
Conf. pz. 200 (100+100).  
*Plastic model trimmers, pcs. 200 (100+100).*

### G24 cm 6 x 8 x h 6.

### G42 cm 7 x 9 x h 7

# PORTAFRESE

## BURS HOLDER

LS18  
RA Cm 6,5x5

LS36M Cm 6,5x5



Tutti i modelli disponibili per FG, RA, Mix o Cop alto HP.  
Basi autoclavabili fino a 134°C, coperchio non stery.  
All models available with base for FG, RA. Mixed or high cover for HP. Bases autoclavable at up to 134°C, covers are not autoclavable.

LP36  
M Cm 8,3x5



### LS12

Scatola per 12 frese.  
Holder for 12 burs.  
Cm 6,5 x 5.

### LS18

Scatola per 18 frese.  
Holder for 18 burs.  
Cm 6,5 x 5.

### LS24

Scatola per 24 frese.  
Holder for 24 burs.  
Cm 6,5 x 5.

LP36  
RA

Cm 8,3x5



LP36  
FG Cm 8,3x5

### LS36

Scatola per 36 frese.  
Holder for 36 burs.  
Cm 6,5 x 5.

### LS48

Scatola per 48 frese.  
Holder for 48 burs.  
Cm 8,5 x 6,2.

### LS72

Scatola per 72 frese.  
Holder for 72 burs.  
Cm 8,5 x 6,2.

Portafrese in plastica colorata, autoclavabili, 36 fori con coperchio trasparente non autoclavabile, disponibili con codice colore per FG, RA o Misti  
Autoclavable plastic bur holders, with transparent cover (not autoclavable), 36 holes, available with color codes for FG, RA or MIXED

### LA 24

Portafrese in alluminio per 24 frese con coperchio.  
Aluminium bur holder for 24 burs with lid.

### LA36

Portafrese in alluminio per 36 frese con coperchio.  
Aluminium bur holder for 36 burs with lid.



LA36  
FG Cm 6,6x2

**LP36 FG** Rosso - Red  
**LP36 RA** Blu - Blue  
**LP36 M** Verde - Green

# PORTAFRESE

## BURS HOLDER


LT-1 Cm 6,4x4,6 h 3,7



### LT-1

Porta frese universale per FG-RA e punte per implantologia. Contiene 24 punte. Dotato di gommini universali per bloccare la punta. Altezza massima 37 mm. Autoclavabile a 121° (compreso coperchio trasparente).  
*Universal bur holder for FG and RA or implant burs. Contains 24 tips. With rubbers to lock the tip. Max height burs 37 mm. Autoclavable at 121°. Transparent autoclavable lid.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



LB24 FG Cm 8,6x6,5



### LB24

Portafrese autoclavabile 121° non ossidante per 24 frese con inserti in ottone cromato. Disponibile per FG, RA o Misto.  
*Autoclavable 121° non-oxidizing bur holder for 24 burs, with chrome plated inserts. Available for FG, RA or Mixed.*



L84 Cm 7,5x3,5 h 1,2

### L84

Portafrese a scatto con 4 fori grandi RA e 8 fori piccoli FG per pulizia in ultrasuoni, autoclavabile. Possibilità di bloccare le frese in posizione aperta o chiusa.  
*Bur holder for ultrasonic cleaning, 4 holes RA and 8 holes FG. Locks open or closed, autoclavable.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



Portafrese 24 fori in alluminio verniciato, con coperchio, disponibili per FG, RA, MISTI, HP.  
*Bur holder in varnished aluminium. 24 holes with a lid, available for FG, RA, MIXED, HP.*

LC24 Cm 6,5x5



**LC24** Blu / Blue

**LG24** Giallo / Yellow

**LR24** Rosso / Red

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



# PORTAFRESE

## BURS HOLDER

### L47

Porta frese rotondo per studio, dotato di coperchio. Autoclavabile 121° in tutte le sue parti, coperchio trasparente compreso.

*Round bur holder for dentists, with a lid. All parts 121° autoclavable, also transparent cover.*



L47

Portafrese in plastica, base e coperchio con uno o più inserti, sterilizzabile 121°

*Autoclavable 121° bur holder with base and cover and one or more inserts.*

Q49

Cm 18,5x11,7 h 3,5

Q53

Cm 12x6,8 h 3,5

### Q46

Maxi 4 supporti FG.  
Maxi 4 inserts FG.

### Q47

Maxi 4 supporti RA.  
Maxi 4 inserts RA.

### Q49

Maxi 2 x FG e 2 x RA.  
Maxi 2 x FG, 2 x RA.

### Q52

Mini con supporto FG.  
Mini with insert FG.

### Q53


Mini con supporto RA.  
Mini with 1 insert RA.

### Q54

Supporto verde FG.  
Green FG insert.

### Q55

Supporto verde RA.  
Green RA insert.



L54



L52

### L52

Portafoglio per frese formato Cm 22x31 a pagina, totale 3 pagine. Contiene 5 file a pagina per 18 frese cad, totale 270 frese. Utile per frese turbina, contrangolo o manipolo dritto  
*Portfolio for burs, format 22 x 31 cm per page, 3 pages in total. Contains 5 files lines with 18 burs per page, totally 270 burs. Suitable for FG, RA and HP.*

### L54

Portafoglio per frese formato Cm 15x22 a pagina, totale 3 pagine. Contiene 4 file a pagina per 14 frese cad, totale 168 frese. Utile per frese turbina, contrangolo o manipolo dritto  
*Portfolio for burs, format 15 x 22 cm for page, 3 pages in total. Contains 4 files lines with 14 burs per page, totally 168 burs. Suitable for FG, RA and HP.*

Possibile produzione a campione per quantitativi  
*Production on request for quantities*



A5 CmØ 12 h 12



### A5

Turboclean, contenitore per sgocciolatura turbine, contrangoli, micromotori, a 8 fori, con 5 dischi assorbenti. Sterilizzabile 134°

*Turboclean, a sterilizable 134° container for dripping off liquids from turbine, handpieces, micromotors, with 8 holes and 5 absorbing discs.*

### A51

Dischi assorbenti di ricambio per turbo clean, confezione pz. 20.

*Absorbing disc as refill for Turboclean, packaging with 20 pcs.*

A57 Cm 6,2x6,2 h 8



### A57

Turbonet, per la pulizia dei manipoli.

*Turbonet handpieces cleaning system.*

### A57.1

Confezione 8 spazzole di ricambio per Turbonet.

*Set of 8 replacement brushes for Turbonet.*

# CONTENITORI HOLDERS

## G13

Dispenser per guanti in plastica, appendibile.  
*Glove dispenser, plastic, to be mounted on the wall.*

GAMMA COLORI:   
AVAILABLE COLORS:   
Bi

G13 Cm 28x10 h 6,5

## G16

Dispenser per guanti in plastica, appendibile.  
*Glove dispenser, plastic, to be mounted on the wall.*

GAMMA COLORI:   
AVAILABLE COLORS:   
Bi

G16 Cm 26x14 h 9

## G19

Dispenser per guanti in plexiglass.  
*Plexiglass glove dispenser.*

GAMMA COLORI:   
AVAILABLE COLORS:   
Tr

G19 Cm 24x13 h 7,5

A37

Cm 20x12 h 11

A10

Cm 11x5,5h 8

## A37

Dispenser in plexiglass per mascherine monouso, trasparente.  
*Plexiglass mask dispenser.*

## A10

Dispenser doppio in plastica per garze 5x5, autoclavabile 134°.  
*Double plastic dispenser for gauzes 5x5, autoclavable 134°.*

GAMMA COLORI:   
AVAILABLE COLORS:   
Bi



G51 Cm 42x32x11

### G51

Base per organizzare i contenitori all'interno dello studio.

- 1 bacinella disinfezione in plastica (cod G11)
- 1 disinfezione frese in plastica (cod G5)
- 4 basi portafrese autoclavabile 72 fori FG, con coperchio trasparente (cod LS72FG)
- 1 blocchetto per impasti in carta politenata, cm 5 x 5 (cod C16)
- 1 scatola petri diametro cm 6 (cod V31)
- 1 serie pozzetti per impasti (cod C35)

- 3 kappen in vetro (cod V1)
- 2 dappen in vetro (cod V2)

*Organizer for dental cabinet.*

*The base is composed with:*

- 1 plastic instrument container (code G11)
- 1 burs disinfection holder (code G5)
- 4 burs holders 72 holes FG, with transparent cover (code LS72FG)
- 1 paper mixing pad 5 x 5 cm (code C16)
- 1 petri dishes diam. cm 6 (code V31)
- 1 mixing pots (code C35)
- 3 glass kappen (ns cod V1)
- 2 glass dappen (ns cod V2)



G63 Cm 42x32x11

### G63

Base per organizzare i contenitori all'interno dello studio.

- La base è composta da:
- Contenitore multiplo per siringhe composito (cod G540)
  - 1 disinfezione frese in plastica (cod G5)
  - 2 basi portafrese autoclavabile 72 fori FG, con coperchio trasparente (cod LS72FG)

- 3 basi portafrese autoclavabile 36 fori FG, con coperchio trasparente (cod LS36FG)
- 1 blocchetto per impasti in carta politenata, cm 5 x 5 (cod C16)
- 1 scatola petri diametro cm 6 (cod V31)
- 1 serie pozzetti per impasti (cod C35)
- 3 kappen in vetro (cod V1)
- 2 dappen in vetro (cod V2)

*Organizer for dental cabinet.*

*The base is composed with:*

- Holder for composite syringe (code G540)
- 1 burs disinfection holder (code G5)
- 2 burs holders 72 holes FG, with transparent cover (code LS72FG)
- 3 burs holders 72 holes FG, with transparent cover (code LS36FG)
- 1 paper mixing pad 5 x 5 cm (code C16)
- 1 petri dishes diam. cm 6 (code V31)

- 1 mixing pots (code C35)
- 3 glass kappen (ns cod V1)
- 2 glass dappen (ns cod V2)
- 1 petri dishes diam. cm 6 (code V31)
- 1 mixing pots (code C35)
- 3 glass kappen (ns cod V1)
- 2 glass dappen (ns cod V2)

# ORGANIZZATORI

## ORGANIZERS



G55 Cm 22x10h 11



G56 Cm 21x20h 6.5



G58 Cm 20x13h 10



G57 Cm 20x10h 11

G59 Cm Ø 12h 12



### G55

Organizzatore in plexiglass per conservazione materiale di otturazione con 12 fori per siringhe, 4 scomparti per flaconi e base per applicatori.

*Plexiglass organizer with 12 holes for syringes, 4 round base for bottles and 1 container*

### G56

Porta pinze e forbici, 10 sedi, in plexiglass colore bianco.

*Holder for 10 pliers or cutters, acrylic, white color*

### G57

Porta archi, 12 sedi con coperchio, in plexiglass.

*Archwire cover, store 12 separate size, acrylic*

### G58

Supporto per 19 pinze, doppio, in plexiglass.

*Round 10 pliers rack, acrylic*

### G59

Porta pinze rotondo, in plexiglass.

*Round pliers rack, acrylic, transparent*

# PORTA SIRINGHE COMPOSITO

## COMPOSITE SYRINGES CONTAINERS

G53 Cm 22x10x11



### G53

Organizzatore in plexiglass per conservazione materiale di otturazione, con 24 fori per siringhe, foro standard cm. 3.5.  
*Plexiglass organizer with 24 holes for syringes, standard hole cm. 3.5*

G54 Cm 12,5x10x11



### G54

Organizzatore in plexiglass per conservazione materiale di otturazione, con 12 fori per siringhe, foro standard cm. 3.5.  
*Plexiglass organizer with 12 holes for syringes, standard hole cm. 3.5*

G81



### G83

Organizzatore in plexiglass per conservazione materiale di otturazione, con 18 fori per siringhe, modello tipo Voco.  
*Plexiglass organizer with 18 holes for syringes, with hole for syringes Voco style*

### G84

Organizzatore in plexiglass per conservazione materiale di otturazione, con 12 fori per siringhe, modello tipo Flow Tetric.  
*Plexiglass organizer with 12 holes for syringes, with hole for syringes Flow Tetric style*



G84

### R58 CE

Occhiali protettivi con montatura a incastro autoclavabile 121° (disponibile in 5 colori).

Confezione:

1 montatura + 30 occhiali monouso con lenti orientabili di facile applicazione.

*Protective eyeshield with autoclavable 121° frame (available in five colors).*

*Packaging: 1 frame, 30 adjustable protective eyeshields.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### R59 CE

Confezione 12 occhiali di ricambio con doppia pellicola protettiva per R58.

*Replacement polycarbonate eyeshield for R58. With double sided protection foil. Package with 12 pcs.*

R58



R56

### R56 CE

Occhiali protettivi in policarbonato, spessore mm 0,12 da applicare su pratica montatura in plastica autoclavabile 121°.

Il kit comprende 1 montatura e 30 occhiali con doppia pellicola protettiva.

*Polycarbonate protective eyeshields, thickness 0.12 mm, to be applied on practical autoclavable 121° frame. The kit contains 1 frame and 30 glasses with double sided protection foil.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



R66

### R66 CE

Visiera protettiva con montatura a incastro autoclavabile 121°, eccellente trasparenza, copre naso, occhi e bocca. Confezione: 1 montatura (disponibile in azzurro, giallo, bianco, verde, fucsia), 6 visiere.

*Protective visor and autoclavable 121° frame with integrated clip.*

*Excellent transparency, covering nose, eyes and mouth.*

*Packaging: 1 frame (available in blue, yellow, white, green and fuchsia), 6 protective visors.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### R67 CE

Confezione 12 visiere di ricambio con doppia pellicola protettiva per R66.

*Replacement polycarbonate visors for R66. With double sided protection foil. Package with 12 pcs.*



### R62 CE

Visiera protettiva spessore mm 0,22 in policarbonato, applicabile con pinzette a un pratico e leggerissimo supporto in plastica autoclavabile 121°. Conf. 1 montatura e 6 visiere di ricambio.

*Protective polycarbonate visor (thickness 0.22 mm) applicable with clips on a practical and light frame made in autoclavable 121° plastic.*

*Packaging: 1 frame 6 protective visors.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### R64 CE

Confezione 12 visiere di ricambio con doppia pellicola protettiva per R62.

*Replacement polycarbonate visors for R62. With double sided protection foil. Package with 12 pcs.*

### R65 CE

Kit 2 pinzette per applicazione su occhiali da vista.

*Kit with 2 clips for eye-glasses.*

R62



R4

**R4** CE

Visiera protettiva monouso,  
con spugna ed elastico 12 pz.  
*Disposable protector visor, with  
sponge package pcs.12.*



R42



**R42** CE

Visiera antiappannante e  
antigraffio con supporto frontale  
in morbida gomma traspirante.  
*Transparent soft rubber frame with  
antifog and antiscratch coating.*

**R44** CE

Schermo di ricambio  
antiappannante antigraffio  
per R42.  
*Antifog and antiscratch coating shield  
for R42.*



# PROTEZIONE

## PROTECTION



PV1

### **PV1** CE

Visiera protettiva con supporto, certificata EN166 per proteggere il volto da schizzi e schegge di lavorazione. Sportello sulla montatura per consentire una perfetta aerazione. La montatura snodabile permette di sollevare la visiera sopra la nuca. Consente l'uso dei propri occhiali da vista. Confezione: montatura e 2 visiere protettive.

*Protective visor with frame, certified according to EN166 to protect the face from splashes and small objects. Opening on the frame to allow ventilation. The loose frame allows to raise the frame above the neck. It allows the use of your own glasses underneath. Packaging: 1 frame and 2 shields.*

### **PV1-RIC** CE

Confezione 5 visiere di ricambio, prodotte con doppia patina protettiva.

*Packaging: 5 replacement shields, with double-sided protection foil.*

### **R5** CE

Maschera bianca economica con 6 visiere.

Altamente protettiva, ideale per una più completa copertura del viso dell'operatore.

*Economical face shield with 6 visors. Highly protective, ideal for a complete covering of the operators face.*

### **R51** CE

12 visiere per R5.  
12 shields for R5.



R5



# LUCE E INGRANDIMENTO

## LIGHT AND ENLARGING

### PV2 CE

Sistema ottico ingrandente a lenti positive. Ingrandimenti facilmente intercambiabili. Consente l'uso dei propri occhiali da vista. Adattabile ad ogni tipo di viso. Confezione comprende: montatura + set 3 lenti, una per tipo ingrandimento 2x, 2.5x, 3x. *Enlarging optical system with magnifying glasses. Easily exchangeable types of enlargement. It allows the use of your own glasses underneath. Adjustable to any face shape. Packaging contains the frame and 3 loupes (one for each 2x, 2.5x, 3x).*

### PV3 CE

Prodotto come PV2, fornito con una sola lente 2x, invece che set completo da 3 lenti. *Supplied as code PV2, but with only 1 loupe 2x (instead of set 3 pcs).*

### PV4 CE

Prodotto come PV2, fornito con una sola lente 3x, invece che set completo da 3 lenti. *Supplied as code PV2, but with only 1 loupe 3x (instead of set 3 pcs).*

### PV5 CE

Prodotto come PV2, fornito con una sola lente 2.5x, invece che set completo da 3 lenti. *Supplied as code PV2, but with only 1 loupe 2.5x (instead of set 3 pcs).*



### PV7 CE

Proiettore orientabile di luce a led, con cinghiera regolabile e confortevole, pacco pila posizionabile sulla fascia frontale o sulla cintura. *Adjustable led light projector, battery pack placeable either on the head band or on the belt.*

### PV8 CE

Proiettore orientabile di luce a led, compatibile attacco Zeiss. Stesse caratteristiche tecniche PV7. *Adjustable led light projector, compatible Zeiss system. Same technical characteristic like PV7.*



## CARATTERISTICHE TECNICHE

T col 6000 K, LUX a 30 Cm 45000, intensità luminose variabili con potenziometro, autonomia a carica completa 6 ore. *T col 6000 K, lux at 25 cm 30000, lightness intensity, variables with a potentiometer, battery life 6 hours.*

# MINISABBIATRICE

## MINI SANDBLASTER



### W1 CE

Sabbiatrice completa di attacco specifico al raccordo turbine KAVO, BIEN AIR, W&H, SIRONA, NSK o Laboratorio (da specificare al momento dell'ordine). La sabbiatrice aumenta significativamente l'adesione delle superfici attraverso la sabbiatura; è l'ideale assistente per tecniche di adesione. Riduce sensibilmente i rischi di non adesione.

Di facile utilizzo. Il sistema è dotato di una valvola speciale che permette un flusso costante e regolabile di materiale abrasivo senza interruzioni o pulsazioni. Ottimizza la ritenzione e l'adesione dei più vari materiali dentali come metalli, metalli nobili, porcellana, composito, resina. Punta standard a 60°, autoclavabile.

L'aria deidratata non è necessaria, anche se consigliata, perchè particelle di ossido umide si potrebbero aggregare procurando piccoli problemi. Da utilizzare ad una pressione tra 3 e 6 atmosfere.

La valigetta contiene: 1 micro sabbiatrice con il suo adattatore specifico, una punta autoclavabile curvata a 60° ed 1 barattolo con circa 30 gr di ossido alluminio da 50 micron.

*Handy sand blaster for abrading the bonding surface of crowns, bridges, brackets. With adapter for the most important high speed hand pieces. Set with 1 sand blaster with the specific adapter, and autoclavable standard tip 60° and 50 micron aluminium oxide.*

W24

W25

W22

W21

W26

W23

### W21

Attacco per raccordo turbina Kavo.  
*Plug for Kavo.*

### W23

Attacco per turbine NSK.  
*Plug for NSK turbines.*

### W25

Attacco per Rotoquick W&H.  
*Plug for Rotoquick W&H.*

### W22

Attacco per Bien Air Unifix.  
*Plug for Bien Air Unifix*

### W24

Attacco per turbina Sirona.  
*Plug for Sirona.*

### W26

Attacco per laboratorio.  
*Plug for laboratory.*

### W41

Ossido di alluminio 50 micron, conf. gr. 500.  
*Aluminium oxide 50 micron, 500 gr.*

### W44

Ossido di alluminio 95 micron, conf. gr. 500.  
*Aluminium oxide 95 micron, 500 gr.*

# CONTENITORI DI SICUREZZA

## SAFETY BOXES

### G62 2 LT

Contenitore capacità 2 lt.  
Ottima stabilità con l'utilizzo di supporti a ventosa.  
Facilità di montaggio ad incastro.  
Pratico sistema di apertura.  
Tacche di sganciamento aghi e penne da insulina.  
Ampia apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti.  
Indicazione livello massimo di riempimento.  
Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento.  
Chiusura provvisoria e definitiva.  
Conf 10 pz.

*Excellent stability with the use of a suction cup.*

*Easy snap assembly system, practical opening system. Notches uncoupling needles and insulin pens.*

*Wide opening for the removal of bulky objects.*

*Indication of maximum level of filling. No emission of harmful gases during incineration.*

*Temporary and final closure. Various types of holders available. Package pcs 10. Capacity 2lt each.*

G62 Cm Ø9,8h22



G73



### G73

Adattatore di fissaggio per G62 con base a ventosa antiscivolo.  
*Fixing adapter for G62, with an anti-slide suction sup.*

G12 Cm 8,5x16



### G12

Formato tascabile. Presa ergonomica.  
Facile manovrabilità con una mano.  
Doppio sistema di apertura: sganciamento aghi e penna da insulina ed eliminazione siringa completa.  
Possibilità di aggancio laterale.  
Conf 5 pz.  
*Pocket format. Ergonomic and easy to use with one hand. Double opening system: unhooking insulin pen needle and disposal of complete syringe. Lateral connection possible. Packaging 5 pcs.*

# CONTENITORI DI SICUREZZA

## SAFETY BOXES

G62



G72



G12



Contenitori monouso per rifiuti speciali ed aghi usati, tappo inamovibile e sigillato dopo l'uso. Alette antideflusso per impedire la fuoriuscita dei rifiuti. Meccanismo di sgancio aghi da insulina. Indicazione del livello di riempimento massimo. Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento. Chiusura provvisoria e definitiva.

*Disposable container box for special waste and used needles, lid cannot be reopened, to be sealed after use. Defluxion flow wings to prevent waste escaping. Mechanism for insulin needles. Indication of maximum fill level. No harmful gas emission during incineration. Provisional and definitive closure.*

### G72 0,7 LT

Contenitore capacità 0.7 lt. Ottima stabilità con l'utilizzo di supporti a ventosa. Facilità di montaggio ad incastro. Pratico sistema di apertura. Tacche di sganciamento aghi e penne da insulina. Ampia apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti. Indicazione livello massimo di riempimento. Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento. Chiusura provvisoria e definitiva. Conf 10 pz.

*Excellent stability with the use of a suction cup. Easy snap assembly system, practical opening system. Notches uncoupling needles and insulin pens. Wide opening for the removal of bulky objects. Indication of maximum level of filling. No emission of harmful gases during incineration. Temporary and final closure. Package 10 pcs. Capacity 0,7lt each.*

### G74

Adattatore di fissaggio per G72 con base a ventosa antiscivolo  
Adapter for mounting G72 with non-slip suction base



L6

### L6

Dispositivo di sicurezza per aghi con morsa di fissaggio. Nessun rischio di punture accidentali da aghi. L'ago è riposizionabile nel contenitore utilizzando una mano sola. Il meccanismo di bloccaggio del contenitore in plastica permette un'estrazione sicura dell'ago. Acciaio inox, stabile, peso di 220 gr. Sterilizzabile

*Safety stand for injection needles with fixing clamp. No risk of accidental needle-sticks. One-hand re-capping. The fixing mechanism allows a secure removal of the needle from the syringe. Stainless steel, stable, approx. 220 g. Sterilizable*

G72

Cm Ø9,8 h 14



G74

# PORTA RADIOGRAFIE

## XRAY ENVELOPES AND ARCHIVES

### L35

50 schede portaradiografie endorali per 6 lastre mm 30x40, trasparenza superiore, con quadratura di vernice speciale per scriverci sopra con penne comuni.

*50 super transparent hard envelopes for 6 dental films.*

*The envelopes are printed in a writable paint.*



### L36

50 schede portaradiografie endorali per 4 lastre mm 30x40, trasparenza superiore, con quadratura di vernice speciale per scriverci sopra con penne comuni.

*50 super transparent hard envelopes for 4 dental films.*

*The envelopes are printed in a writable paint.*




L36 Cm 38x17

### L37


Portaradiografie 14 sedi, conf. pz.50.

*50 transparent envelopes for 14 dental films.*

L37 Cm 14,7x10,6



L38 Cm 10,2x10,6



### L63

Pinzetta inox per radiografie appendibile, conf. pz. 20.

*Inox X-ray film plier, hang set, 20 pcs.*

### L9

Confezione portaradiografie per archivio, 25 fogli, ognuno suddiviso in 25 bustine di cm 5x5 e dotato di tasca per l'inserimento del cartoncino di descrizione.

*Envelope for 25 Rx (5x5 cm) suitable for file.*




L92

### L10

Raccogliatore in similpelle per L9, può contenere 100 fogli.

*File for case L9 for 100 sheets.*

L9



# PORTA RADIOGRAFIE

## XRAY ENVELOPES AND ARCHIVES

L8



Confezione portafilm cm 5x4 scomponibili, a un posto, in vinilico, con penna.  
*Transparent envelopes for cm 5x4 films, 1 pen enclosed for foil marking.*

**L7**

Confezione 500 portafilm.  
*500 pcs envelopes for rx.*

**L8**


Confezione 1000 portafilm.  
*1000 pcs. envelopes for rx.*

**L11**


500 portafilm adesivi.  
*500 pcs. adhesive envelopes.*

**L31**

Confezione bustine endorali 5x4 cm scomponibili in continuo, 500 pz.  
*500 single envelopes in a continuous band for cm 5x4 films.*



L31



16cm

Cm.30,5x20

**L14.2**

Confezione portafilm per panoramica, 50 fogli con tasca per cartoncino spazio utile cm 30,5x16.  
*50 transparent film envelopes filling with thin card for marking.*

**L14.3**

Confezione portafilm per panoramica, 50 fogli con tasca per cartoncino spazio utile cm 30,5x19.  
*50 transparent film envelopes filling with thin card for marking.*


# VETRERIA

## GLASS PRODUCTS

### V1

Kappen in vetro con coperchio.  
Glass kappen with cover.


GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### V2

Dappen in vetro.  
Glass dappen.

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### V11

Base farmacia per 5 Kappen.  
Base for 5 kappens.

### V28

Super dappen in vetro trasparente.  
Super Dappen transparent glass.

Vetreria disinfettabile a freddo.  
Glass products cold sterilizable.

### V3

Vaso trasparente portacotone con coperchio cerniera Ø cm10.  
Transparent glass cotton holder, diam. 10 cm.

### V5

Vaso trasparente portacotone con coperchio pomello Ø cm 10.  
Transparent glass cotton holder, diam. cm 10.

### V61

Vaso disinfezione satinato  
Disinfection glass

### V7

Portacotone satinato con molla.  
Opal cotton holder with spring,

### V71

Portarifiuti satinato coperchio inox.  
Cotton waste receiver with inox cover.

V28 Cm Ø 4,5

V1



V11

V2

V61

Cm int Ø 9 est Ø 7,5 h 8

V5

Cm Ø 10 h 11,5

V3

Cm Ø 10 h 11,5

V7

Cm Ø 5 sup / Ø 6 inf h 8



V71

Cm Ø 5 sup / Ø 6 inf h 8

### V8

Lampada ad alcool tubolatura vetro, gr 60.  
Glass spirit lamp with pipe 60 gr.

### V9

Lampada ad alcool tubolatura vetro, gr 100.  
Glass spirit lamp with pipe 100 gr.

### V81

Lampada ad alcool, gr 60.  
Glass spirit lamp 60 gr.

### V82

Lampada ad alcool, gr 100.  
Glass spirit lamp 100 gr.

### V99

Stoppino per lampada ad alcool, al metro.  
Wick for glass spirit lamp, mt.

V9

V82



### V65

Mortajo per resina con coperchio plastica con pestello.  
*Glass mortar for acrylic, plastic cover with pestle.*

### V25

Mortajo per amalgama in vetro satinato.  
*Glass amalgam mortar, opal.*

### V26

Pestello per mortajo in vetro satinato.  
*Glass pestle.*

### V41

Piastra per cemento, cm 15x7 x h1.  
*Glass mixing slab.*

### V42

Piastra per cemento, cm 12,5x7 x h 0,5.  
*Glass mixing slab.*

### V43

Piastra per cemento, cm 7x7 x h 0,5.  
*Glass mixing slab.*

### V44

Piastra per cemento, cm 9,5x7 x h 0,5.  
*Glass mixing slab.*

### V45

Piastra per cemento, cm 15x7 x h 0,5.  
*Glass mixing slab.*

### V52

Bacinella vetro cop inox cm 22x14 x h6.  
*Glass container inox lid.*

### V53

Vetro zigrinato cop inox cm 22x10 x h5.  
*Grained glass container inox lid.*



Vetreria disinfettabile a freddo.  
*Glass products cold sterilizable.*

### V31

(Ø cm 6)  
Scatola petri senza scomparti  
*Glass petri without compartments.*

### V32

(Ø cm 8)  
Scatola petri senza scomparti  
*Glass petri without compartments*

### V33

(Ø cm 10)  
Scatola petri senza scomparti  
*Glass petri without compartments*

### V34

(Ø cm 10)  
Scatola petri 2 scomparti  
*Glass petri 2 compartments*

### V35

(Ø cm 10)  
Scatola petri 3 scomparti.  
*Glass petri 3 compartments.*

### V36

(Ø cm 10)  
Scatola petri 4 scomparti.  
*Glass petri 4 compartments.*

# SIRINGHE

## SYRINGES

### C80 CE

Siringa 2,5 ml Luer per lavaggi canalari, ago a testa piatta 25 Gauge.  
Conf. pz. 100, 0,5x30 mm.  
*Disposable syringe Luer 2.5 ml, needle 25 Gauge blunt needle, package pcs. 100, 0,5x30 mm.*

### C81 CE

Siringa monouso 5 cc senza ago, attacco Luer lock, pz. 100.  
*Disposable Luer lock syringe 5 cc without needle pcs 100.*

### C82 CE

Ago attacco Luer lock per lavaggi canalari, testa piatta 25 Gauge, conf. pz. 100, mm 0,5x30.  
*Disposable Luer lock needle 25 Gauge, blunt needle, package pcs 100.*

### C84 CE

Siringa monouso con ago, cc 2,5, pz. 100.  
*Disposable syringe with needle, 2.5 cc, 100 pcs.*

### C85 CE

Siringa monouso con ago, cc 5, pz. 100.  
*Disposable syringe with needle, 5 cc, 100 pcs.*

### C86 CE

Siringa monouso con ago, cc 10, pz. 100.  
*Disposable syringe with needle, 10 cc, 100 pcs.*

### C87 CE

Siringa monouso senza ago, cc 5, pz. 100.  
*Disposable syringe without needle, 5 cc, 100 pcs.*





**R22 CE**

Ghiaccio spray (-50°C), barattolo 200 ml, profumato all'arancia, non tossico e libero da cfc.

*Ice spray (-50°C), 200ml container, orange flavour, non-toxic and cfc-free.*

**C57 CE**

Sacco gelo in tnt, anti gocciolamento, cartone da pz. 25.

*Cold bag in tnt, package pcs. 25.*

**F30**

Protho clean. Spray sintetico per valorizzare la presentazione dei lavori protesici.

Lucida e profuma alla menta. Permette di assorbire gessi e residui di paste abrasive e lucidanti.

Veloce da utilizzare attraverso una semplice spruzzata. Barattolo 75 ml.

*Synthetic spray that upgrades the presentation of your models. Glossy with mint odour.*

*Absorbs plaster and residues of abrasive and polishing pastes. Easy to utilize.*

*Bottle 75 ml.*

**F32**

Spray per occlusione, che permette di formare uno strato di polvere ultra sottile ed omogeneo.

Buona adesione a tutti i materiali protesici.

Spray secco, facilmente removibile con acqua.

In confezione grande da 200 ml. Per uso extra orale in laboratorio dentale.

Spray 200 ml colore verde + canula.

*Occlusion spray, leaving a ultrathin and homogenous layer of powder.*

*Excellent adhesion to all prosthesis materials. Dry and easily removable with water. Big bottle, 200 ml*

*For extra oral use in the dental laboratory. Spray 200ml green color + canula.*

**F41**

Scan'spray lab viene impiegato per ottenere riprese molto precise su restauri con sistemi cad/cam. Con Scan'spray lab si compensano diverse caratteristiche ottiche del modello in gesso permettendo quindi la ripresa con lo scanner. Grazie al nebulizzatore, con una leggera erogazione del prodotto si ottiene uno strato coprente ottimale con una dettagliata rappresentazione dei bordi. 200 ml.

*Scan'spray lab is used to achieve optimum recordings. for cad/cam restorations. Scan'spray lab balances out the different optical properties of the plaster model and permits optimum recording using a scanner. Within a moment you spray an optimally covering layer with a detailed representation of the edges. 200 ml*

# APPARECCHIATURE

## EQUIPMENTS

### N7 CE

Sterilizzatrice a palline di quarzo mod. MINI, misura del bicchierino ø 4 cm, altezza 5 cm.

*Glass bead sterilizer, mod. MINI. Container dimensions: ø 4 cm, h 5 cm.*

N7

Cm 18x11,5 h 13

### N9 CE

Sterilizzatrice a palline di quarzo mod. MAXI DIGITALE, misura del bicchierino ø 5,5 cm, altezza 7 cm.

*Glass bead sterilizer, mod. MAXI DIGITAL. Container dimensions: ø 5,5 cm, h 7 cm.*

N9

Cm 20x13 h 15

### N20 CE

Vibratore, piano di lavoro utile 17x17 cm.

*Vibrator, work plane 17x17 cm.*



N20

Cm 15x13 h 12

### N-MAXI

Palline di quarzo, conf. 250 gr.

*Refill glass beads, 250 gr.*

N-MAXI



### N1 CE

Negativoscopio schermo utile 15,5x31, da banco o parete.

*Negatoscope screen 15.5x31 for table or wall.*

N4

Cm 74x44 h 14



### N2 CE

Negativoscopio schermo utile 20x38, da banco o parete.

*Negatoscope screen 20x38 for table or wall.*

N1

Cm 33x20,5 h 6



### N3 CE

Negativoscopio schermo utile 35x40, da banco o parete.

*Negatoscope screen 35x40 for table or wall.*

N3



### N4 CE

Negativoscopio schermo utile 41x71, da banco o parete.

*Negatoscope screen 41x71 for table or wall.*

N2

Cm 41x25,5 h 7



N3

Cm 48x38,5x9



# GENERATORI DI VAPORE

## STEAM GENERATORS



**VP AUTO**  
Cm 31x26 h 34,5

**VP MAXI**  
Cm 31x22 h 37

**VP4**  
Cm 21x36 h 39

**VP MIDI**  
Cm 18x35 h 32

**VP MINI**  
Cm 16x29 h 27

### VP-AUTO CE

Generatore di vapore con allaccio alla rete idrica. Capacità caldaia 3 lt. Peso kg 17. Pressione 5,5 atm. Caldaia acciaio inox spessore mm 4.

Ideale per i grandi laboratori. Dotata di centralina elettronica per la ricarica dell'acqua. Erogazione del vapore tramite pistola e acqua dall'ugello laterale attivabile con pedale. Pressione regolabile.

*Steam generator directly connected to the water mains. Boiler capacity 3 lt. Weight 17 kg. Pressure 5.5 atm. Stainless steel boiler thickness 4 mm. Electronic feeler control to set the water level. Gun with switch steam and hot water by nozzle.*

### VP MIDI CE

Caratteristiche tecniche: alimentazione monofase 220V/50 (a richiesta 110 V), assorbimento massimo 1300 W, capacità caldaia 3 litri, pressione massima 3 atm, peso 10 Kg, peso con imballo 12,5 Kg.

*Technical features: single phase 220V/50 power (110V upon request), maximum absorption 1300 W, boiler capacity 3 liters, maximum pressure 3 atmospheres, weight 10 Kg, weight with package 12.5 Kg.*

### VP MAXI CE

Caratteristiche tecniche: alimentazione monofase 220V/50 (a richiesta 110 V), assorbimento massimo 1500 W, capacità caldaia 4,9 litri. Pressione massima 4,5 atm, peso 13 Kg, peso con imballo 15,7 Kg.

*Technical features: Single phase 220V/50 power (110V upon request), maximum absorption 1500 W, boiler capacity 4.9 liters. Maximum pressure 4.5 atmospheres, weight 13 Kg, weight with package 15.7 Kg.*

### VP4 CE

Caratteristiche tecniche: Alimentazione monofase 220V/50 (a richiesta 110 V), assorbimento massimo 1500 W, capacità caldaia 4 litri. Pressione massima 3 atm, peso 17 Kg, peso con imballo 19 Kg.

*Technical features: Single phase 220V/50 power (110V upon request), maximum absorption 1500W, boiler capacity 4 liters. Maximum pressure 3 atmospheres, weight 17 Kg, weight with package 19 Kg.*

### VP MINI CE

Caratteristiche tecniche: Alimentazione monofase 220V/50 (a richiesta 110 V), assorbimento massimo 1000 W, capacità caldaia 2 litri, pressione massima 3 Atm, peso 8 Kg, peso con imballo 10 Kg.

*Technical features: single phase 220V/50 power (110V upon request), maximum absorption 1000 W, boiler capacity 2 liters, maximum pressure 3 atmospheres, weight 8 Kg, weight with package 10 Kg.*



Catalogo specifico sui generatori di vapore, con dettagli e caratteristiche tecniche, disponibile su richiesta.  
*Steam generators catalogue available on request.*

### G14

Box in plexiglass trasparente per recupero limatura oro. Aperture laterali larghezza massima cm 13,5 altezza massima cm 9,5. Fornito con piedini antiscivolo applicabili mediante adesivo.

*Transparent plexiglass box for metal filing recovery. Lateral holes 13.5 x 9.5 cm, with anti-slide adhesive supports.*

G14 Cm 31x20,5 h 11/17,5



### G66

Box rifinitura metalli con attacco per aspiratore, schermo protettivo intercambiabile, base in termoformato ergonomica con stock. Aperture laterali larghezza massima cm 18, altezza massima cm 13. Fornito con tubo di aspirazione e piedini antiscivolo applicabili mediante adesivo.

*Box for metallic and gold filling, with suction hole, protective glass shield, plastic ergonomic base with stock. Lateral holes 18x13 cm. With aspiration tube and no-skid adhesive supports.*

G66 Cm 40x35 h 23



### G52

Paraspruzzi per pulitrice in plastica verde.

*Plastic splash guard, green colour.*

### B42

Pomice naturale esente da quarzo, extra fine, per lucidare tutte le resine acriliche, in confezioni da kg 2,5 o 5 o 10.

*Natural pumice without quartz, extra fine, for final polishing of all acrylic materials, in packages 2,5-5-10 kg.*

B42



G52 Cm 28x20 h 28




### B44

Pomice super fine specifica per lucidatura per materiali termoplastici in confezioni da Kg 4,5.

*Pumice extra fine, for plastic materials, kg 4,5.*

# PORTAFRESE

## BURS HOLDER



N14 Cm 15,8x15h 8,5



L45

Cm Ø5 sup. / Ø 12,9 inf. h 7,8



N58 Cm 14x7,6h 6,4

### L45

Portafrese girevole rotondo a 4 piani, 120 fori.  
Round turnable bur stand, 4 steps, holds 120 burs.

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Az

Ve

### N12

Portafrese a scala piccolo in plexiglass a 112 fori per FG.  
Bur holder plexiglass 112 holes FG.  
Cm 10.5 x 12 h 6

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Ro/Tr

### N58

Portafrese magnetico a 1 ripiano per 43 frese.  
Magnetic plastic bur holder.

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Bi

Blu

Gi

Ro

### N5

Portafrese magnetico in plexiglass fluorescente giallo.  
Plexiglass magnetic fluorescent bur stand, yellow.

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Gi

### N50


Portafrese magnetico acciaio inox blu.  
Inox steel magnetic bur stand, blue.

GAMMA COLORI:

AVAILABLE COLORS:



Blu



N5

Cm 20x9,4h 8



N50

Cm 20x5,5h 6,2

# CILINDRI CASTING RINGS



Acciaio Inox Aisi 304  
h 55 mm

## CILINDRI INOX

Inox casting rings

### E30-55

Ø 30 mm (1x), 12 pcs

### E38-55

Ø 38 mm 1 pcs

### E48-55

Ø 48 mm x 55 (3x), 12 pcs

### E65-55

Ø 65 mm x 55 (6x), 6 pcs

### E80-55

Ø 80 mm x 55 (9x), 6 pcs

## CILINDRI CONICI

Conical inox casting rings

### EC30-32

Ø 30-32 mm, 1 pcs

### EC38-40

Ø 38-40 mm, 1 pcs

### EC48-50

Ø 48-50 mm, 1 pcs

### EC65-67

Ø 65-67 mm, 1 pcs

### EC80-83

Ø 80-83 mm, 1 pcs

## BASI IN GOMMA

Sprue formers

### EB1

Ø 30/38/48/65/80 mm

Base multipla  
Multiple sprue former

### EB2

Ø 30/38/48 mm

Base singola  
Single sprue former

### EB3

Ø 65/80 mm

Base singola  
Single sprue former

## CILINDRI OVALI

Oval casting rings

### E020-40

20x40 mm, 1 pcs

### E030-55

30x55 mm 1 pcs

### EB4

Base cilindri 20/30 mm  
Oval 20/30.



F22 Cm 15

## F22

Pinza per cilindri.  
Plier for casting rings.



# CILINDRI CASTING RINGS

## CILINDRI SILICONE

Cilindri in silicone lievemente conicizzati con base.  
*Silicone conical casting ring with sprue former.*

Misure interne / Internal sizes

**ES1** 1x: mm 30x55

**ES3** 3x: mm 48x55

**ES6** 6x: mm 65x55

**ES9** 9x: mm 80x55



## CILINDRI ESPANSIONE LIBERA PLASTICA

Cilindro per oro ceramica completo di base e cono di colata.  
*Plastic ring for gold ceramic with sprue former.*

*Plastic ring for gold ceramic with sprue former.*

**EP34-55**

Ø 34 x h 55 mm

**EP50-55**

Ø 50 x h 55 mm

Cilindro per duplicazione cromo cobalto con base.  
*Plastic ring for duplication investment chrome cobalt-alloy with basis*

*Plastic ring for duplication investment chrome cobalt-alloy with basis*

**EP75-75**

Ø 75 x h 75 mm

**EP85-85**

Ø 85 x h 85 mm

**EP95-95**

Ø 95 x h 95 mm

## CONI DI COLATA

**EB5**

Coni calcinabili, 100 pz.  
*Calcifiable, 100 pcs.*



# LABORATORIO

## LAB PRODUCTS

### F1-BI

Spatola morbida in plastica per alginato, colore bianco, conf. pz. 6.  
Soft plastic spatula for alginate, white, 6 pcs.

### F2-BI

Spatola rigida in plastica per alginato, colore bianco, conf. pz. 6.  
Rigid plastic spatula for alginate, white, 6 pcs.

### F2-ASS

Spatola rigida alginato, cf. pz. 6 in colori assortiti.  
Rigid plastic spatula for alginate, set 6 pcs, various colors.



F2 ASS

F7 Cm 17

F10 Cm 17



F15

Cm 15

F3

F6

F11

Cm 13

F14

Cm 12,5

F12


Cm 13

F13

Cm 17

F4

Cm 13



F5

Cm 15



F8

Cm 25

### R55

Bicchierino graduato per miscelazione, autoclavabile, capienza 30 cc, confezione pz. 100.  
Graduated mixing glass, autoclavable, cc 30, 100 pcs.



### F3

Spatola silicone morbida.  
Soft spatula for silicone.

### F4

Spatola silicone rigida.  
Rigid spatula for silicone.

### F5

Spatola inox, per gesso.  
Plaster spatula inox.

### F6

Pinza taglio gesso.  
Plaster cutting plier.

### F7

Coltello per gesso manico legno, con aprimuffola.  
Long plaster knife, wood handle.

### F8

Spatola per miscelazione  
Mixing spatula

### F10

Coltello per cera grande.  
Long wax knife, wood handle.

### F11

Coltello per cera piccolo.  
Short wax knife, wood handle.

### F12

Spatola per modellare hylin.  
Hylin spatula.

### F13

Spatola per modellare le cron.  
Le cron spatula.

### F14

Spatola per modellare zahle.  
Zahle spatula.

### F15

Pinza universale.  
Universal plier.



## D14

Tazza mignon Ø cm 8,7 h 5,8.  
*Flexible mignon bowl.*

## D1

Tazza piccola Ø cm 11 h 7,5  
*Flexible small bowl*

## D2

Tazza media Ø cm 12,5,  
h cm 9.  
*Flexible middle bowl.*

## D3

Tazza grande, Ø cm 14,  
h cm 11,2.  
*Flexible large bowl.*

## D4

Tazza jumbo, Ø cm 16,5  
h cm 15,4.  
*Flexible jumbo bowl.*

## D6

Tazza rigida piccola, Ø cm 10 h 7.  
*Rigid small bowl.*

## D7

Tazza rigida media,  
Ø cm 12,5 h 8,7.  
*Rigid middle*

## D8

Tazza rigida grande,  
Ø cm 13,5, h 11.  
*Rigid large.*

## D5

Tazza per gesso semirigida,  
Ø cm 12 h9.  
*Semirigid bowl for plaster.*

## D9

Tazzina piccola in silicone per  
resina 15 ml, 12 pz.  
*Silicone bowls small size 15 ml,  
12 pcs.*

## D10

Tazzina media in silicone per  
resina 25 ml, 6 pz.  
*Silicone bowls medium size 25 ml,  
6 pcs.*

## D11

Tazzina grande in silicone per  
resina 65 ml 3 pz.  
*Silicone bowls large size 65 ml, 3 pcs.*

## D12

Tazzina mignon in silicone per  
resina 5 ml, 3 pz.  
*Silicone bowls mignon size 5 ml,  
3 pcs.*

## D10C

Coperchio medio.  
*Lid for medium bowls.*

## D11C

Coperchio grande.  
*Lid for large bowls.*

# MUFFOLE

## DUPLICATION RING



Muffole per duplicazione mediante uso di siliconi fluidi per colata.  
*Plastic transparent duplication rings for silicone.*

Coppia muffole sagomate per un miglior risultato e risparmio di materiale  
*Double shaped plastic duplication ring*

### F70

Kit muffole con base, 3 altezze.  
Kit 3 misure intere. Ø cm 10,4.  
(1xF71, F72, F73)  
*Kit with three different full pieces.  
Ø cm 10.4. (1xF71, F72, F73)*

### F71

h cm 5,5.

### F72

h cm 4,5.

### F73

h cm 3,5.

Muffola singola con base.  
Ø cm 10,4.  
*Single plastic transparent duplication ring. Ø cm 10.4.*

### F76

Coppia muffole sagomata  
altezza 5,5 e 7 cm.  
*Double shaped duplication ring  
h 5,5 and 7 cm.*

### G23

Occlusore monouso per archiviazione, disponibile in confezioni da pz. 25.  
*Disposable occludator for filling,  
package 25 pcs*

### F74

h cm 5,5.  
Muffola singola parziale con base.  
*Single plastic transparent partial duplication ring.*

G23

Cm 6,5 x 5,2 h 5,8

# PORTALAVORI

## WORK TRAYS

G21.B



G26 Cm 23x16 h 7

### G26

Portalavori per laboratorio appendibile con pinzetta per posizionare il foglio specifiche lavoro.

*Hanging work tray, large. With clip to place notes with working details.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



### G27

Portalavori per laboratorio appendibile, con pinzetta per posizionare il foglio specifiche di lavoro.

*Hanging work tray, large. With clip to place notes with working details.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



G27 Cm 20x10



### G21.B

Griglia in metallo cm 81x52 per portalavori.  
*Hanging metal support cm 81x52 for work trays.*


### G21.C

Griglia in metallo cm 66x41 per portalavori.  
*Hanging metal support cm 66x41 for work trays.*

### G35

Scatola in plastica polionda, colore blu per articolatori.  
*Dispatch container for all articulators, blue color.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



G35 Cm 19x19 h 19



### G31

Contenitore in polionda, chiusura a chiavetta.  
*Plastic dispatch container for 1 model.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



G31 Cm 9x9 h 6



G30 Cm 25x15 h 6



### G30

Contenitore in polionda, chiusura a chiavetta, per 3 modelli.  
*Plastic dispatch container for 3 models.*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



### G39

Spugnette in gommapiuma compatibili per scatole G30/32/33, pz.6.  
*Dispatch container protection foams for all the boxes, 6pcs.*

### G305

Contenitore polionda con maniglia, chiusura a chiavetta.  
*Plastic dispatch container with handle*

GAMMA COLORI:  
 AVAILABLE COLORS:



G305

Cm 19x13x10



G65



G61

### G61

Contenitore con spugna interna per trasporto, fino a 3 elementi di corone, intarsi, faccette, provvisori. Chiusura di sicurezza. Conf. pz 100

*Box with foam for transporting up to 3 elements for crowns, inlays, veneers. Security lock. Pack of 100 pcs.*

### G65

Contenitore con spugna interna per trasporti di ponti, arcate, semicircolari. Chiusura di sicurezza. Conf. pz 100.

*Box with foam for transporting of bridges and circular. Security lock. Pack of 100 pcs.*

### G32

Contenitore cartone microonda con 20 spugnette protettive (pz 2 x contenitore) e 50 etichette adesive personalizzabili, pz.10.

*Dispatch container for 2 models, with protective sponges. Package 10 pcs.*

### G38

Confezione 100 etichette adesive di ricambio conformi allegato 3 normativa CEE 93/42. Set 100 autoadesive labels.

G33

Cm 15x10h3,5



G32

Cm 15x9h7

### G33

Contenitore termoformato trasparente, chiusura a pressione, con etichetta adesiva personalizzabile, conf. pz. 10 (spugnetta non compresa).

*Dispatch container disposable for 2 models, pcs. 10 (without sponges).*

### G36

Contenitore in Pvc trasparente, con spugna, per un sicuro trasporto del modello. Conf. pz.10.

*Dispatch container disposable for 1 model with sponge. Package 10 pcs.*

G36

Cm 11,5x11,5h4



# PENNELLI

## CERAMIC BRUSHES

### PENNELLI NATURALI

Pennelli per ceramica in pura martora Kolinsky o bue extra. *Real marten or natural bristles.*

#### PN00

Martora *marten* N°00.

#### PN2

Martora *marten* N°02.

#### PN3P

Bue extra piatto N° 3. *Extra flat brush N° 3.*

#### PN4

Martora *marten* N°04.

#### PN5

Martora *marten* N°05.

#### PN7

Martora *marten* N°07.

#### PN8

Martora *marten* N°08.

#### PN10

Martora *marten* N°10.

#### PN12

Martora *marten* N°12.

### PENNELLI SINTETICI

Pennello in setola sintetica extra rigida, manico bianco. *Synthetic brush, real strong, white handle.*

#### PS00

Sintetico *Synthetic* N° 00.

#### PS2

Sintetico *Synthetic* N° 02.

#### PS3/P

Sintetico *Synthetic* N° 03

#### PS4

Sintetico *Synthetic* N° 04.

#### PS7

Sintetico *Synthetic* N° 07.

#### PS8

Sintetico *Synthetic* N° 08.

#### PS10

Sintetico *Synthetic* N° 10.

#### PS12

Sintetico *Synthetic* N° 12



Tutte le foto delle punte dei pennelli sono a dimensione reale. *The photos are in real size.*



### PENNELLI MISTI

Pennelli in pura martora Kolinsky con un'anima di setole sintetiche Toray, che ne conferiscono più rigidità ed effetto serbatoio di umidità. *Ceramic brushes, pure Kolinsky bristles, synthetic Toray bristles in the internal part for more umidity.*

#### PM8

Misto *Mixed* N° 8.

#### PM10

Misto *Mixed* N°10

#### PM12

Misto *Mixed* N°12

### SUPER BRUSH

#### PB1

Pennello in pura martora kolinsky di prima qualità, punta mm 6 x 21.

La forma acuminata consente un apporto molto preciso di ceramica, sia in grandi che in piccole quantità.

La parte terminale molto sottile garantisce una lunga durata della punta.

Sfere metalliche poste all'interno della ghiera.

*First quality real marten Kolinsky super brush (point size 6 x 21 mm). His sharp point guarantee a perfect ceramic distribution in little as in big quantities. The real fine terminal give a long life to the point. Metallic balls inside the ring.*





# RESINA POLIURETANICA

## POLYURETHANE RESIN



B1

### B1

Resina poliuretanic di ultima generazione con alta percentuale di riempitivo che conferisce elevata stabilità, precisione, resistenza all'usura ed al calore. Molto fluida e scorrevole riesce a penetrare

benissimo tutte le cavità e riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dell'impronta. Proporzioni di utilizzo: 1 parte di base A + 1 parte di catalizzatore B+3 parti di riempitivo.

*The last generation polyurethane resin with a high percentage of fillers which gives a higher stability, precision, wear and heat resistance. Very liquid consistency allows the penetration of all cavities and the reproduction of every detail of the impression.*

*Proportions: 1 part base A + 1 part catalyst B + 3 parts filler.*

G42

Cm 7x9xh7



G24

Cm 6x8 h6

G88

Cm 14x6,8 H 7,5



### G88

Articolatore occlusore a filo in ottone cromato per arcate complete.

*Chromium plated occludator articulator.*

Zoccolatori monouso per modelli antagonisti in plastica colore bianco. Conf. pz. 200 (100+100). Plastic model trimmers, pcs. 200 (100+100).

**G24** cm 6 x 8 x h 6.

**G42** cm 7 x 9 x h 7

**NEW  
DESIGN**



Richiedi  
il catalogo Gadget  
Gigiarella 2

Ask for our  
gadget catalogue  
Gigiarella 2

B6



**B6**

Attestato di coraggio.  
Realizzato in vivaci colori  
e simpatici disegni, da  
consegnare ai piccoli pazienti  
dopo le prime visite dal dentista.  
Fidelizza e gratifica il giovane  
cliente. Kit da 3 blocchi da 50  
cartoncini cad, formato A4.  
*Courage certificate for young patients,  
other languages available on request.*

B90 Cm 70x50



**B90**

Quadro con motivo dentale stile  
Pop Art in tessuto.  
Tessuto stampato in poliestere  
260 g/m<sup>2</sup> (durevole e antistatico  
/classe antincendio B1).  
Fornito con due asole mobili in  
plastica per appenderlo  
(spostabili all'interno del profilo).  
Adatto per interni.  
*Textile dental poster, Pop Art style.  
Printed in 260 g/m<sup>2</sup> polyester fabric  
(heavy-duty and antistatic / fire  
protection class B1).  
Include two moveable plastic eyelets  
for hanging (can be adjusted within  
the profile).  
Suitable for indoor use.*



Dim.40x30 cm, senza cornice.  
Size cm. 50x70, without frame.



B10 Cm h 40

## B10

Sgabello a forma di mola. Disegnato da un pedodontista per bambini e giovani è dotato di 3 radici. Vuoto all'interno, con tappo superiore, può contenere giocchini, omaggi. Può diventare un vaso gigante per le piante o eventualmente contenere sabbia o acqua per renderlo inamovibile. Abbiamo prodotto lo sgabello in maniera da resistere anche al peso dei "bimbi" più grandi fino a 100 kg.

Perfetto per le sale di attesa di chi ha molti bambini come pazienti!  
Peso Kg 1,5.

*Child play seat. Tooth shaped reception room seat for children designed by a pedodontist. This sturdy, three-legged seat of durable plastic is suitable for any person up to 100 kg. Opening with a turn and fix round cover, perfect for toy storage.*

GAMMA COLORI:  
AVAILABLE COLORS:



Bi Blu Ro

## B91

Dentista improvvisato. Incisione del 1805 da M.S Carmona.  
Non professional dentist. Made in 1805 by M.S Carmona.



## B92

Estrazione salutare (1803). Incisione da L.L. Boilly (studente di Daumier).  
The healthy extraction (1803). By L.L. Boilly (school of Daumier).



## B98

Poster teschio umano, in carta anticata. Non incorniciato.  
Human skull poster. Not framed.

Dim.50x70 cm, senza cornice.  
Size cm. 50x70, without frame.

## B99

Poster scheletro, in carta anticata Non incorniciato.  
Skeleton poster. Not framed.



## B93

Il Dentista (1672). Incisione da Gerard Dow (studente di Rembrandt).  
The dentist (1672). By Gerard Dow (from the school of Rembrandt).



# LARIDENT

MADE IN ITALY  
SINCE 1985

